

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

À nos clients de  
Infinity ACS Workstation Critical Care Dräger (Evita Infinity V500 )  
Infinity ACS Workstation Neonatal Care Dräger (Babylog VN500)  
et Evita V300 Dräger  
avec unité d'alimentation PS500 en option

**Objet : Mise à jour de la consigne de sécurité  
relative à la batterie externe PS500 de janvier 2016**

Janvier 2017

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de notre suivi du marché et des produits, nous avons eu connaissance de cas où l'unité d'alimentation en énergie PS500 en option pour Infinity Workstation Critical Care (Evita Infinity V500), Infinity Workstation Neonatal Care (Babylog VN500) et pour l'Evita V300 présentait une réduction de capacité, plus rapidement que prévu. En conséquence, nous avons publié en janvier 2016 la consigne de sécurité sus-mentionnée.

Nous souhaiterions vous informer que nous avons conçu une amélioration que nous mettons gracieusement à votre disposition vous permettant d'utiliser pleinement l'appareil.

Les modifications des appareils comprennent :

- Installation d'une nouvelle version logicielle 2.50 avec une gestion améliorée de la charge :
  - Gestion de la charge des batteries externes améliorée
  - Possibilité d'effectuer un contrôle de batterie pour déterminer le temps de fonctionnement actuel de la batterie.
  - Possibilité d'afficher la capacité restante de la batterie en minutes

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Allemagne  
Postal address:  
23542 Lübeck, Allemagne  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
info@draeger.com  
www.draeger.com  
VAT no. DE135082211

Bank details:  
Commerzbank AG, Lübeck  
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00  
Swift-Code: COBA DE FF 230  
Sparkasse zu Lübeck  
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17  
Swift-Code: NOLADE21SPL

Registered office: Lübeck  
Commercial register:  
Local court Lübeck HRB 7903 HL  
General partner: Drägerwerk Verwaltungs AG  
Registered office: Lübeck  
Commercial register:  
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the Supervisory Board  
for Drägerwerk AG & Co. KGaA  
and Drägerwerk Verwaltungs AG:  
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart  
Executive Board:  
Stefan Dräger (chairman)  
Rainer Klug  
Gert-Hartwig Lescow  
Dr. Reiner Piske  
Anton Schrofner

- Installation d'une batterie de secours interne en supplément
- Remplacement du bloc d'alimentation pour l'alimentation via la batterie externe et la batterie interne en supplément
- Remplacement des batteries externes existantes.

Nous vous rappelons que les batteries sont des consommables et que leur capacité maximale restante dépend non seulement de leur vieillissement, mais aussi du type et des modalités d'utilisation, des habitudes de charge de l'utilisateur ainsi que des variations possibles de la qualité des batteries lors de leur fabrication. Le montage de la batterie de réserve permet de garantir l'alimentation en tension en continu à l'aide de la batterie interne en cas de panne de la batterie externe. Le test de batterie décrit dans la notice d'utilisation donne des indications sur la capacité maximale restante.

Votre interlocuteur DrägerService vous contactera dans les semaines à venir pour convenir d'un rendez-vous. Jusqu'à la modification de vos appareils, veuillez continuer à observer la consigne de sécurité relative à la batterie externe PS500 de janvier 2016.

Nous regrettons les désagréments occasionnés par la mise en œuvre de cette solution technique, mais pensons qu'il s'agit d'une mesure préventive nécessaire pour accroître la sécurité des patients.

Pour toute question supplémentaire, votre interlocuteur local Dräger se tient à votre disposition.

Cordialement,

Frank Ralfs  
Head of Product Management  
Respiratory Care

Frank Clanzett  
Head of Clinical and Regulatory  
Affairs