

EDAN

ECG 3 voies



Modèles	Connecteur	Prolongateur 3 voies Pinces	Prolongateur 3 voies Pressions	Embase débrochables 3 Voies	Monobloc 3 voies Pinces	Monobloc 3 Voies Pressions
- M 80 - M 50 - M 9 série - M 8 série	N.D.				09.01.359.03	09.01.35933

ECG 5 voies



Modèles	Connecteur	Prolongateur 5 voies Pinces	Prolongateur 5 voies Pressions	Embase débrochables 5 Voies	Monobloc 5 voies Pinces	Monobloc 5 Voies Pressions
- M 80 - M 50 - M 9 série - M 8 série	N.D.	09.01.359.60	09.01.359.61	09.01.359.62	09.01.359.04	09.01.359.65

ECG 10 voies



Modèles	Connecteur	Prolongateur 10 voies Pinces	Prolongateur 10 voies Pressions	Prolongateur 10 voies Bananes	Embase débrochables 10 Voies	Monobloc 10 voies Pinces	Monobloc 10 Voies Pressions	Monobloc 10 Voies Bananes
- SE 601 série - SE 12 Express - SE 12 - SE 1200 - SE 6 - SE 3	N.D.		09.20.359.06		09.20.359.05	09.05.359.04		09.05.359.01

CAPTEUR SPO2 Monobloc



Modèles	Connecteur	Doigt Adulte	Doigt Pédiatrique	Souple Adulte	Souple Pédiatrique	Néonatal	Oreille
- M 3 série - M 9 série - M 80 - M 50 - M 8 série		09.01.359.05					

CAPTEUR SPO2



Modèles	Connecteur Côté capteur	Doigt Adulte	Doigt Pédiatrique	Souple Adulte	Souple Pédiatrique	Néonatal	Oreille
- M 3 série - M 9 série - M 80 - M 50 - M 8 série - H 100 B	Uniquement compatible avec l'embase SPO2 réf : 09.01.359.30	09.01.024.07				09.01.024.01	
- M 3 série - M 9 série - M 80 - M 50 - M 8 série - H 100 B	Uniquement compatible avec l'embase SPO2 réf : 09.01.359.01	09.01.359.29		09.01.359.50	09.01.359.52	09.01.359.37	

CAPTEUR SPO2 UU



Modèles	Connecteur	Adulte	Pédiatrique	Nourrison	Nouveau-né
- M 3 série - M 9 série - M 80 - M 50 - M 8 série - H 100 B	Uniquement compatible avec l'embase SPO2 réf : 09.01.359.01	09.01.359.53	09.01.359.54	09.01.359.55	09.01.359.56
	Uniquement compatible avec l'embase SPO2 réf : 09.01.359.30	09.01.024.03	09.01.024.17	09.01.024.37	09.01.024.38

EMBASE SPO2

Modèles	Connecteur	Référence
- M 3 série - M 9 série - M 80 - M 50 - M 8 série	 6 Pin	09.01.359.01
- M 3 série - M 9 série - M 80 - M 50 - M 8 série (DISPOSITIF AVEC TECHNOLOGIE NELLCOR)	 7 Pin	09.01.359.30

BRASSARD EDAN



brassards **AVEC** raccord

Modèles	Connecteur	Référence Raccord	Néonatal 10-19 cms	Pédiatrique 18-26 cms	Adulte 25-35 cms	Adulte Large 33-47 cms	
Tous modèles	1tube	X	AVEC chambre	09.01.359.44	09.01.359.35	09.01.359.34	09.01.359.43

BRASSARD EDAN U.U.



brassards **AVEC** raccord. Uniquement compatible avec les tubulures pour brassards néonatal
ADAPTATEUR NIBP NEONATAL M3 Série réf : 09.01.359.46
ADAPTATEUR NIBP NEONATAL M50/M80 réf : 09.01.359.17

Modèles	Connecteur	Référence Raccord	Néonatal n°3 5,4-9,1 cms	Néonatal n°4 6,9-11,7 cms	
Tous modèles	1tube	X	AVEC chambre	09.01.359.44	09.01.359.35

TUBULURE NIBP

Modèles	Connecteur côté moniteur	Connecteur côté brassard	Référence
M3 Série	N.D.	N.D.	09.01.359.40
M50 M80	N.D.	N.D.	09.19.359.02