

GE MARQUETTE HELLIGE

ECG 3 voies

Modèles	Connecteur	Prolongateur 3 voies Pincés	Prolongateur 3 voies Pressions	Embase débouchables 3 Voies	Monobloc 3 voies Pincés	Monobloc 3 Voies Pressions
- Dash 1000 - Dash Pro 200 / 3000 / 4000 - Eagle Systems - Mac-Lab - Solar 3000 / 8000 / 9500 - Tram 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 - Unity Systems						
		09.11.021.02	09.11.021.15	09.06.021.06	09.07.021.02	09.07.021.03

Modèles	Connecteur	Prolongateur 3 voies Pincés	Prolongateur 3 voies Pressions	Embase débouchables 3 Voies	Monobloc 3 voies Pincés	Monobloc 3 Voies Pressions
- Servomed 4 - Generation - SCP 851 / 852 / 844 - SCS 804 - CardioServ - VICOMM-sm						
		09.02.006.21	09.02.006.27	09.11.016.05	09.11.016.04	09.11.016.03

ECG 5 voies

Modèles	Connecteur	Prolongateur 5 voies Pincés	Prolongateur 5 voies Pressions	Embase débouchables 5 Voies	Monobloc 5 voies Pincés	Monobloc 5 Voies Pressions
- Dash 1000 - Dash Pro 200 / 3000 / 4000 - Eagle Systems - Mac-Lab - Solar 3000 / 8000 / 9500 - Tram 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 - Unity Systems						
		09.11.021.05	09.11.021.16	09.06.021.06	09.06.021.05	09.06.021.10

Modèles	Connecteur	Prolongateur 3 voies Pincés	Prolongateur 3 voies Pressions	Embase débouchables 3 Voies	Monobloc 3 voies Pincés	Monobloc 3 Voies Pressions
- Servomed 4 - Generation - SCP 851 / 852 / 844 - SCS 804 - CardioServ - VICOMM-sm						
		09.02.006.26	09.02.006.29	09.11.016.08	09.11.016.07	09.11.016.06

ECG 10 voies

Modèles	Connecteur	Prolongateur 10 voies Pincés	Prolongateur 10 voies Pressions	Prolongateur 10 voies Bananes	Embase débouchables 10 Voies	Monobloc 10 voies Pincés	Monobloc 10 Voies Pressions	Monobloc 10 Voies Bananes
- Microsmart - MAC 500 - 1100 - 1200 - 1200 ST								
		09.07.016.05	09.01.131.04	09.01.131.03	09.11.021.06	09.11.021.12	09.11.021.17	09.11.021.10
- EK 51		X	X	X	X	09.07.016.09	09.07.016.08	09.07.016.07
- EK 36 - EK 41, 43 - EK 53, 56 - EK 403, 423 - EK 512, 512E, 512P		09.07.016.05	09.01.131.04	09.01.131.03	09.07.016.06	09.07.016.12	09.07.016.11	09.07.016.10




Modèles	Connecteur	Prolongateur pression Précordiales et Diagnostiques	Embasse débroschables 10 Voies	Monobloc 10 voies Pincés	Monobloc 10 Voies Pressions	Monobloc 10 Voies Bananes	
- Dash 1000 - Dash Pro 200 / 3000 / 4000 - Eagle Systems - Mac-Lab - Solar 3000 / 8000 / 9500 - Tram 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 - Unity Systems		09.11.021.13	09.11.021.14	09.06.021.07	X	X	X



Modèles	Connecteur	Prolongateur pince Précordiales et Diagnostiques	Embasse débroschables 10 Voies	Monobloc 10 voies Pincés	Monobloc 10 Voies Pressions	Monobloc 10 Voies Bananes	
- Dash 1000 - Dash Pro 200 / 3000 / 4000 - Eagle Systems - Mac-Lab - Solar 3000 / 8000 / 9500 - Tram 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 - Unity Systems		09.11.021.18	09.11.021.19	09.06.021.07	X	X	X

CAPTEUR SPO2 Monobloc



Modèles	Connecteur	Doigt Adulte	Doigt Pédiatrique	Souple Adulte	Souple Pédiatrique	Néonatal	Oreille
- 7000 Séries - TRAM A.R. - TRAM 200SL / 400SL / 600SL - TRAM 800A / 800SL		09.11.026.21	09.11.026.46	09.11.026.22	09.11.026.47	09.11.026.48	09.11.026.06
- Dash 2500		09.09.016.15	09.09.016.16	09.09.016.08	09.09.016.17	09.09.016.18	09.09.016.19
- Eagle - 250SL - Dash - 450SL - Solar - 650SL - Tram Modular - 850 A / 850 SL		09.09.016.01	09.09.016.10	09.09.016.11	09.09.016.12	09.09.016.13	09.09.016.14
- Hellige Eagle 1000 / 3000 - SMU - SMK - SMV		12.27.000.23	12.27.000.24	12.27.000.09	12.27.000.25	12.27.000.26	12.27.000.10

CAPTEUR SPO2







Modèles	Connecteur Côté capteur	Doigt Adulte	Doigt Pédiatrique	Souple Adulte	Souple Pédiatrique	Néonatal	Oreille
- 7000 Séries - TRAM A.R. - TRAM 200SL / 400SL / 600SL - TRAM 800A / 800SL		12.27.000.02	12.27.000.05	12.27.000.04	12.27.000.06	09.01.024.45	12.27.000.11
- Eagle - 250SL - Dash - 450SL - Solar - 650SL - Tram Modular - 850 A / 850 SL		12.27.000.02	12.27.000.05	12.27.000.04	12.27.000.06	09.01.024.45	12.27.000.11
- Hellige Eagle 1000 / 3000 - SMU - SMK - SMV		12.27.000.02	12.27.000.05	12.27.000.04	12.27.000.06	09.01.024.45	12.27.000.11

CAPTEUR SPO2 UU



Modèles	Connecteur	Adulte	Pédiatrique	Nourrisson	Nouveau-né
- 7000 Séries - TRAM A.R. - TRAM 200SL / 400SL / 600SL - TRAM 800A / 800SL		09.01.024.03	09.01.024.17	09.01.024.37	09.01.024.38
- Eagle - 250SL - Dash - 450SL - Solar - 650SL - Tram Modular - 850 A / 850 SL		09.01.024.03	09.01.024.17	09.01.024.37	09.01.024.38
- Hellige Eagle 1000 / 3000 - SMU - SMK - SMV		09.01.024.03	09.01.024.17	09.01.024.37	09.01.024.38

EMBASE SPO2

Modèles	Connecteur	Référence
- 7000 Série - TRAM A.R. - TRAM 200SL / 400SL / 600SL - TRAM 800A / 800SL		09.11.026.28
- Dash 2500		09.09.016.05
- Eagle - 250SL - Dash - 450SL - Solar - 650SL - Tram Modular 850 A / 850 SL		09.19.021.04
- Hellige Eagle 1000 / 3000 - SMU - SMK - SMV		09.01.024.29

BRASSARD



brassards sans chambre et avec raccord

Modèles	Connecteur	Néonate 8-15 cms	Pédiatrique 12-19 cms	Petit Adulte 17-25 cms	Adulte 23-33 cms
- Dash - Eagle 3000, 4000 - Solar - Tram 100, 200, 300,400, 800		12.23.021.07	12.23.021.04	12.23.021.03	12.23.021.01
		Adulte Long 23-33 cms	Adulte Large 31-40 cms	Adulte Large Long 31-40 cms	Cuisse 38-50 cms
		12.23.021.05	12.23.021.02	12.23.021.06	12.23.021.08

BRASSARD BIOMESNIL



brassards sans raccord

Modèles	Connecteur	Référence Raccord	Pédiatrique 12-19 cms	Adulte 23-33 cms	Adulte Large 31-40 cms
- Dash - Eagle 3000, 4000 - Solar - Tram 100, 200, 300,400, 800		12.11.000.25	AVEC chambre	12.23.000.04	12.23.000.01
	2 tubes		SANS chambre	12.23.000.24	12.23.000.21
					12.23.000.22

TUBULURE NIBP

Modèles	Connecteur côté moniteur	Connecteur côté brassard	Référence
- Dash - Eagle 3000, 4000 - Solar - Tram 100, 200, 300,400, 800			09.08.021.06
- Eagle 4000			09.08.021.07