




INSUFFLATEURS MANUELS

Désignation	Référence	Photographie	Descriptif
SET INSUFFLATEURS ADULTES	11.42.128.01		<ul style="list-style-type: none"> - Insufflateur silicone 2000ml avec poignée - Masque avec bourrelet d'étanchéité gonflable taille 5 - Valve pour réservoir - Ballon réservoir 2600ml - 2m de tube O2
SET INSUFFLATEURS ENFANTS	11.42.128.02		<ul style="list-style-type: none"> - Insufflateur silicone 500ml avec poignée - Masque avec bourrelet d'étanchéité gonflable taille 3 - Valve pour réservoir - Ballon réservoir 2600ml - 2m de tube O2
SET INSUFFLATEURS NOURRISSONS	11.42.128.03		<ul style="list-style-type: none"> - Insufflateur silicone 250ml avec poignée - Masque rond taille 1 - Valve pour réservoir - Ballon réservoir 600ml - 2m de tube O2

BALLONS

Désignation	Référence	Photographie
BALLON LATEX NOIR 0,4L	12.01.027.01	
BALLON LATEX NOIR 0,8L	12.01.000.06	
BALLON LATEX NOIR 1,0L	12.01.000.14	
BALLON LATEX NOIR 1,2L	12.01.000.01	
BALLON LATEX NOIR 1,5L	12.01.027.02	
BALLON LATEX NOIR 2,5L	12.01.000.03	
BALLON LATEX NOIR 3,0L	12.01.000.02	
BALLON LATEX NOIR 4,6L	12.01.000.04	
BALLON LATEX NOIR 5,4L	12.01.000.05	
BALLON NEOPRENE BLEU 3,0L	12.01.000.17	
BALLON NEOPRENE NOIR 0,8L	12.01.000.18	
BALLON NEOPRENE NOIR 1,2L	12.01.000.19	
BALLON NEOPRENE NOIR 1,5L	12.01.000.22	
BALLON NEOPRENE NOIR 2,0L	12.01.000.20	
BALLON NEOPRENE NOIR 3,0L	12.01.000.21	
BALLON SILICONE 0,5L	12.01.027.06	
BALLON SILICONE 1,0L	12.01.027.05	
BALLON SILICONE 2,0L	12.01.027.04	
BALLON SILICONE 3,0L	12.01.027.03	