

SIEMENS

ECG 3 voies

Modèles	Connecteur	Prolongateur 3 voies Pincés	Prolongateur 3 voies Pressions	Embase débroschables 3 Voies	Monobloc 3 voies Pincés	Monobloc 3 Voies Pressions
- Sirecust series - 400, 500, 600 - 1400 - 700, 900 - 1500 - 341 - 1801 - 610, 620, 631 - 720, 722, 730 - ECG Monitor - 900, 960, 961 - Polymed Modul - 1200, - Modulbox Sirem - 1260, 1281						
		09.09.051.08	09.09.051.15	09.09.051.14	09.09.051.13	09.09.051.12

Modèles	Connecteur	Prolongateur 3 voies Pincés	Prolongateur 3 voies Pressions	Embase débroschables 3 Voies	Monobloc 3 voies Pincés	Monobloc 3 Voies Pressions
- SC 6002XL - SC 7000 - SC 8000 - SC 9000XL						
		09.09.051.08	09.09.051.15	09.09.051.10	X	X

ECG 5 voies


Modèles	Connecteur	Prolongateur 5 voies Pincés	Prolongateur 5 voies Pressions	Embase débroschables 5 Voies	Monobloc 5 voies Pincés	Monobloc 5 Voies Pressions
- Sirecust series - 400, 500, 600 - 1400 - 700, 900 - 1500 - 341 - 1801 - 610, 620, 631 - 720, 722, 730 - ECG Monitor - 900, 960, 961 - Polymed Modul - 1200, - Modulbox Sirem - 1260, 1281						
		09.09.051.09	09.09.051.16	09.09.051.19	09.09.051.18	09.09.051.17

Modèles	Connecteur	Prolongateur 5 voies Pincés	Prolongateur 5 voies Pressions	Embase débroschables 5 Voies	Monobloc 5 voies Pincés	Monobloc 5 Voies Pressions
- SC 6002XL - SC 7000 - SC 8000 - SC 9000XL						
		09.09.051.09	09.09.051.16	09.09.051.10	X	X

ECG 10 voies


Modèles	Connecteur	Prolongateur 10 voies Pincés	Prolongateur 10 voies Pressions	Prolongateur 10 voies Bananes	Embase débroschables 10 Voies	Monobloc 10 voies Pincés	Monobloc 10 Voies Pressions	Monobloc 10 Voies Bananes
- Cardiostat 1, 3T - Mingodoc - 31, 31S - Mingolog 7 - 703, 710 - Miracard 1 - Cardina C - Siereg - Cardirex 3T, 4 - Sirecust 701 - 6T, 62 - Cathcor - Megacard Elema A/B, R, R/E - Mingograph 3, 4, 7, 62, 81, 82, 740 - Mingophon 3, 7, 310, 410, 420, 710, 720 - Sirecard 440, 440S, 460, 460S, 740								
		09.07.016.05	09.01.131.04	09.01.131.03	09.07.016.06	09.07.016.12	09.07.016.11	09.07.016.10

CAPTEUR SPO2 Monobloc



Modèles	Connecteur	Doigt Adulte	Doigt Pédiatrique	Souple Adulte	Souple Pédiatrique	Néonatal	Oreille
- Sirecust 700 - 630 - Sirem SPO2 Module		09.32.009.02	09.32.009.05	09.32.009.03	09.32.009.06	09.32.009.07	09.32.009.08
- SC 6002XL - SC 7000 - SC 8000 - SC 9000XL		09.09.051.20	09.09.051.25	09.09.051.26	09.09.051.27	09.09.051.28	09.09.051.29

CAPTEUR SPO2



Modèles	Connecteur Côté capteur	Doigt Adulte	Doigt Pédiatrique	Souple Adulte	Souple Pédiatrique	Néonatal	Oreille
- Sirecust 700 - 630 - Sirem SPO2 Module		12.27.000.02	12.27.000.05	12.27.000.04	12.27.000.06	09.01.024.45	12.27.000.11
- SC 6002XL - SC 7000 - SC 8000 - SC 9000XL		12.27.000.02	12.27.000.05	12.27.000.04	12.27.000.06	09.01.024.45	12.27.000.11

CAPTEUR SPO2 UU



Modèles	Connecteur	Adulte	Pédiatrique	Nourrisson	Nouveau-né
- Sirecust 700 - 630 - Sirem SPO2 Module		09.01.024.03	09.01.024.17	09.01.024.37	09.01.024.38
- SC 6002XL - SC 7000 - SC 8000 - SC 9000XL		09.01.024.03	09.01.024.17	09.01.024.37	09.01.024.38

EMBASSE SPO2

Modèles	Connecteur	Référence
- Sirecust 700 - 630 - Sirem SPO2 Module		09.32.009.04
- SC 6002XL - SC 7000 - SC 8000 - SC 9000XL		09.09.051.02

BRASSARD



brassards sans chambre et **avec** raccord

Modèles	Connecteur	Néonatal 8-15 cms	Pédiatrique 12-19 cms	Petit Adulte 17-25 cms	Adulte 23-33 cms
	1 tube	12.23.050.07	12.23.050.04	12.23.050.03	12.23.050.01
		Adulte Long 23-33 cms	Adulte Large 31-40 cms	Adulte Large Long 31-40 cms	Cuisse 38-50 cms
		12.23.050.05	12.23.050.02	12.23.050.06	12.23.050.08

BRASSARD BIOMESNIL



brassards **sans** raccord

Modèles	Connecteur	Référence Raccord	Pédiatrique 12-19 cms	Adulte 23-33 cms	Adulte Large 31-40 cms
	1tube	X	AVEC chambre	12.23.000.14	12.23.000.11
			SANS chambre	12.23.000.34	12.23.000.31

TUBULURE NIBP

Modèles	Connecteur côté moniteur	Connecteur côté brassard	Référence