




AMPOULES




MARQUE : ALM

MODELE PORTE-LAMPES	TYPE DE LAMPE	VOLTS	WATTS	REFERENCE
 ECL PRISMATIC 500	 CULOT A26/14	24 V	120 W	073 107 601 
 ECL PRISMATIC 700				
 ECL PRISMATIC 900				
 ECL PRISMALIX 4000	 CULOT A26/14	23 V	100 W	073 107 602 
 ECL PRISMALIX 6000				
 ECL PRISMALIX 8000				

ACCESSOIRES



Poignée stérilisable pour éclairage opératoire ALM pour gamme ECL et PRISMATIC

Référence : 090 407 606 



Poignées stériles **GAMME PRISMALIX**

- Caméra bâton
- Caméra zoom
- Sans caméra

Référence : 090 407 607 

Référence : 090 407 608 

Référence : 090 407 609 























AMPOULES



MARQUE : **ANGENIEUX**

MODELE	TYPE DE LAMPE	VOLTS	WATTS	REFERENCE
 AX4 AX2(AG)	 CULOT H2X511 claire avec hublot en verre ca- thédrale	24 V	70 W	090 116 902 
 AX4 AX2 (AG)	 CULOT H2X511 Sablé sous filtre athermi- que avec hublot transpa- rent	24 V	70 W	070 116 901 
 AX 2 AX 4 (AG)	 CULOT H2X511 claire	24 V	100 W	070 116 902 
 AX 14 (AG)	 CULOT A21/14 claire	24 V	100 W	070 116 903 
 AX 10(NG)	 CULOT G 6.35	24 V	100 W	070 616 901 
 AX 4 AX 14 (NG)	 FCS CULOT G 6.35 Claire	24 V	150 W	070 116 901 

ACCESSOIRE



Poignée stérilisable pour éclairage opératoire
S'adapte sur tous les modèles

Référence : 090 116 907 



















AMPOULES



MARQUE : **BBT DBC SDMC SCIALYTIQUE®**

MODELE	TYPE DE LAMPE	VOLTS	WATTS	REFERENCE
OPTOTAL	 CULOT B21D-3	24 V	45W	
OPTOTAL S9-S7	 CULOT E 40	24/24 V	150/150W	
			250/250 W	
S4-PLURALUX	 CULOT E 27	24 V	150W	
 BBT 2100	 CULOT A21/14	24V	80 W	070 207 301 
 BT 2500	 CULOT G 6.35	24V	100 W	070 107 301 
ESPACE 250	 CULOT A26/14 SPECIAL	24 V	55 W	070 166 601 
 SPACE 500 (avant 1996) ec 3 verres athermiques	 CULOT A26/14 SPECIAL	24 V	140 W	070 166 602 















AMPOULES



MARQUE : **BBT DBC SDMC SCIALYTIQUE®**

MODELE	TYPE DE LAMPE	VOLTS	WATTS	REFERENCE
Verres athermiques KG1 pour modèles ESPACE et BBT	-	-	-	080 166 603
 SPACE 500 (après 1996) <i>ms</i> verres athermiques	 CULOT A26/14 SPECIAL	24 V	140 W	070 166 602
 ESPACE 700 (avant 1996) <i>avec</i> 6 verres athermiques	 CULOT A26/14 SPECIAL	24 V	140 W	
 ESPACE 700 (après 1996) <i>sans</i> verres athermiques	 CULOT A26/14 SPECIAL	24 V	140 W	
 ESPACE 1000 (avant 1996) <i>avec</i> 9 verres athermiques	 CULOT A26/14 SPECIAL	1 x 24 V	140 W	070 166 602
		2 x 24 V	100 W	070 166 603
 ESPACE 1000 (après 1996) <i>sans</i> verres athermiques	 CULOT A26/14 SPECIAL	1 x 24 V	140 W	070 166 602
		2 x 24 V	100 W	070 166 603



- gamme BBT (sans trou)
- gamme ESPACE (avec trou)
- gamme ESPACE (sans trou)

Référence : **090 107 301**

Référence : **090 166 602**

Référence : **090 107 301**












AMPOULES




MARQUE : **BERCHTOLD**

MODELE	TYPE DE CULOT	VOLTS	WATTS	REFERENCE
 571 572 570	 CULOT G6.35	24 V	150 W	070 516 201 
		22.8 V	150 W	070 516 202 
 50 52	 CULOT G6.35	22.8 V	110 W	070 816 201 



SCIALYCLEAN

Référence : **100 100 318** 

Flacon de 300 ml avec pulvérisateur

NETTOYANT SPECIAL POUR LAMPES OPERATOIRES (très efficace sur les systèmes d'optique)


- prêt à l'emploi
- élimine toutes les salissures
- ne fait pas d'auréoles en séchant
- ne laisse pas de film gras
- sans abrasif ni silicone

ACCESSOIRES

Poignées stérilisables pour éclairage opératoire **BERCHTOLD**



- Poignée fine
- Poignée épaisse

Référence : **090 516 202** 

Référence : **090 516 203** 



















AMPOULES





MARQUE : HANAULUX

MODELE	TYPE DE CULOT	VOLTS	WATTS	REFERENCE
 Série 2000	 CULOT G6.35	22.8 V	50 W	090 106 407 
 FRANKFURT BOSTON VIENNE MELBOURNE	 CULOT BX 22 D	24 V	50 W	070 106 401 
 LONDON	 CULOT BX 15 D	24 V	40 W	090 106 406 
 modèle halogène (capot vert)	 CULOT G6.35	22.8 V	50 W	090 106 407 
 e blue line odèle blue 80		21.5 V	130 W	
 e blue line lèle blue 30 caillée		22.8 V	90 W	





① Poignée stérilisable Ancien Modèle pour éclairage opératoire HANAULUX

Référence pour une poignée : **090 106 411** 

Référence pour 1 lot de 3 : **090 106 409** 

② Poignée stérilisable MODELE 2000 pour éclairage opératoire HANAULUX

Référence pour une poignée : **090 106 412** 

Référence (5 minimum) : **090 106 410** 











AMPOULES



MARQUE : MARTIN

MODELE	TYPE DE CULOT	VOLTS	WATTS	REFERENCE
C450	 CULOT G6.35	24 V	100W	070 816 201 
ML500/ML501/C450		24 V	120 W	071 707 401 
ML700/ML701/C570		24 V	150 W	071 807 401 
 ML 1000 ML 1001 C950G		24 V	250W	071 107 401 



SCIALYCLEAN

Référence : **100 100 318** 

Flacon de 300 ml avec pulvérisateur

NETTOYANT SPECIAL POUR LAMPES OPERATOIRES (très efficace sur les systèmes d'optique)


- prêt à l'emploi
- élimine toutes les salissures
- ne fait pas d'auroles en séchant
- ne laisse pas de film gras
- sans abrasif ni silicone

ACCESSOIRES

Poignées stérilisables pour éclairage opératoire **MARTIN**



- Poignée fine
- Poignée épaisse

Référence : **090 907 401** 

Référence : **090 907 402** 

















AMPOULES



LISTE NON EXHAUSTIVE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER

ENDOSCOPIE - HTI - Xénon - Halogène

DESIGNATION	TYPE DE SUPPORT	VOLTS	WATTS	REFERENCE
Ampoule STRYKER 4000	 Culot câblé	45 V	270 W	070 100 407 
Ampoule 15 V - HALOGENE Vendue par 5	 Culot GZ6.35	15 V	150 W	070 100 418 
Ampoule 15 V - HALOGENE	 Culot GZ6.35	24 V	250 W	070 100 421 
Ampoule HTI 250W/32	 Culot non câblé	45 V	270 W	070 100 424 
Ampoule XENON - Culot non câblé	 Culot non câblé	14 V	100 W	070 100 427 
Ampoule XENON - Culot câblé	 Culot câblé	14 V	100 W	090 113 301 

DESIGNATION	TYPE DE LAMPE	VOLTS	WATTS	REFERENCE
Ampoule Xénon 300 W - 5 trous		—	300 W	070 100 426 
Ampoule Xénon 300 W - 3 trous		—	300 W	090 520 401 

















AMPOULES



LISTE NON EXHAUSTIVE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER

AMPOULES DE PROJECTION ET PRISE DE VUE

Halogènes - Micro-Fiche/Projection/Rétro-projection

DESIGNATION	TYPE DE CULOT	VOLTS	WATTS	REFERENCE
Ampoule 12 V 50 W Vendue par 10	 Culot G 6.35	12 V	50 W	070 100 404 
Ampoule 15 V 150 W		15 V	150 W	070 100 417 
Ampoule 24 V 150 W		24 V	150 W	070 100 420 
Ampoule 15 V 250 W		24 V	250 W	070 100 422 
Ampoule 12 V 100W	 Culot GY 6.35	12 V	100 W	070 100 415 
Ampoule 24 V 100 W		24 V	100 W	070 100 412 
Ampoule 12 V 100W	 Culot GZ 6.35	12 V	100 W	080 320 403 
Ampoule 15 V 150W Vendue par 5		15 V	150 W	070 100 421 
Ampoule 21 V 150 W	 Culot GY 7.9	21 V	150 W	090 105 901 