



# TENSIOMETRES



Le tensiomètre, appareil professionnel de diagnostic médical, permet de mesurer la pression exercée par le sang sur les artères par la méthode auscultatoire.






**POUR TOUTE COMMANDE SPECIFIQUE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER**

## ◆ La gamme SPENGLER

### ➤ Le modèle VAQUEZ-LAUBRY® SKIPPER

Livré en trousse sous étui, avec un brassard normalisé en nylon marine (support de manomètre en croûte de cuir).










DESIGNATION	REFERENCE
VELCRO, ADULTE (protège-manomètre PVC rouge)	119 106 601 
VELCRO, ADULTE (protège-manomètre PVC vert)	119 106 602 
VELCRO, ADULTE (protège-manomètre PVC bleu)	119 106 603 
VELCRO, LARGE ADULTE (protège-manomètre PVC rouge)	119 106 604 
VELCRO, ENFANT/PETIT ADULTE (protège-manomètre PVC rouge)	119 106 607 

### ➤ Le modèle VAQUEZ-LAUBRY® COULEUR

Livré en trousse sous étui, avec un brassard normalisé en polycoton (support de manomètre en croûte de cuir).



DESIGNATION	REFERENCE
VELCRO, ADULTE, PETROLE	119 106 631 
VELCRO, ENFANT, MOTIFS	119 106 632 
SANGLES, ADULTE, MARINE	119 106 633 
VELCRO, ADULTE, NOIR	119 106 634 
VELCRO, ADULTE, MARINE	119 106 635 
VELCRO, ADULTE, ROUGE	119 106 636 
VELCRO, ADULTE, PETROLE	119 106 637 





## TENSIOMETRES



➤ Le modèle LIAN Classic (double tubulure)

Livré en trousse sous étui, avec un brassard normalisé en polycoton.



DESIGNATION	REFERENCE
VELCRO, ADULTE, GRIS	119 106 615
VELCRO, ADULTE, ROUGE	119 106 616
VELCRO, ADULTE, MARINE	119 106 617

➤ Le modèle LIAN NM « MULTI »

Livré en trousse sous étui, avec trois brassards équipés de raccords rapi des noirs.



DESIGNATION	REFERENCE
ADULTE, ENFANT, NOURRISON	119 106 630

➤ Le modèle LIAN COULEUR ( simple tubulure)

Livré en trousse sous étui, avec un brassard normalisé fermeture velcro.



DESIGNATION	REFERENCE
LIAN NM EMERAUDE ADULTE VELCRO	119 106 618
LIAN NM ENFANT MOTIFS VELCRO	119 106 619
LIAN NM PETIT ENFANT MOTIFS VELCRO	119 106 620
LIAN NM NOURRISON MOTIFS VELCRO	119 106 621

➤ Le modèle MAXI +

Adapté aux médecins, aux infirmières et aux ambulanciers. Livré avec un brassard normalisé fermeture velcro et tube spirale.



DESIGNATION	REFERENCE
MURAL ORIENTABLE, ADULTE, NYLON GRIS	119 106 628
MURAL ORIENTABLE, ENFANT, COTON MOTIFS	119 106 629





# STETHOSCOPE



Fournisseur : SPENGLER 

➤ **T.H.F II : le stéthoscope du cardiologue**

Référence : 119 206 602 





- Excellente courbe de réponse
- Qualité acoustique constante et uniforme
- Récepteur à double pavillon pivotant et amovible (système de verrouillage SPENGLER)
- Double tubulure de grand diamètre
- Embouts auriculaires interchangeables
- Livré avec un jeu d'accessoires (1 jeu d'embouts auriculaires, 3 cônes d'auscultation, un pavillon obstétrical)
- Poids : 270 g
- Couleur : noir
- Version : chromé ou laiton doré



➤ **LISTONER : le stéthoscope de tous les médecins et infirmières**

- Très bonne résolution acoustique en pneumologie et cardiologie
- Récepteur pivotant à double pavillon
- Bagues anti-froid pour le confort du patient
- Tube « Y » de fort diamètre (10 mm) étanche aux bruits extérieurs
- Ressort de lyre extérieur au tube assurant une conduction uniforme et sans obstacles
- Embouts auriculaires simples interchangeables
- Livré avec un jeu d'embouts et 1 jeu de membranes de rechange
- Couleur : noir, marine, rouge ou azur
- Version adulte ou pédiatrique
- Poids: 165 g



DESIGNATION	REFERENCE
STETHOSCOPE LISTONER NOIR ADULTE	119 206 601 
STETHOSCOPE LISTONER ROUGE ADULTE	119 206 603 
STETHOSCOPE LISTONER AZUR ADULTE	119 206 604 
STETHOSCOPE LISTONER CARMIN PEDIATRIE	119 206 614 





# STETHOSCOPIES



## ➤ LAUBRY : le stéthoscope de la prise de tension et de l'auscultation

- Aussi bonne sensibilité en pneumologie qu'en cardiologie.
- Récepteur simple pavillon offrant une bonne prise en main.
- Tube « Y » de fort diamètre (10 mm) étanche aux bruits extérieurs au tube assurant une conduction uniforme et sans obstacles.
- Embouts auriculaires simples interchangeables.
- Livré avec un jeu d'embouts et 1 membrane de rechange.
- Couleur : noir ou marine
- Poids : 195 g

DESIGNATION	REFERENCE
STETHO LAUBRY ADULTE NOIR	119 206 606
STETHO LAUBRY ADULTE MARINE	119 206 607
STETHO LAUBRY ADULTE CARMIN	119 206 608
STETHO LAUBRY ADULTE AZUR	119 206 609



## ➤ SONIC : le stéthoscope de la prise de tension

- Très bien adapté pour les prises de tension courantes.
- Récepteurs simples pavillon mât.
- Tube en « Y » étanche aux bruits extérieurs.
- Embouts auriculaires simples interchangeables.
- Couleur : noir, bleu, rouge ou azur.
- Version adulte ou pédiatrique.
- Poids : 118 g

DESIGNATION	REFERENCE
STETHOSCOPE SONIC ADULTE NOIR	119 206 610
STETHOSCOPE SONIC ADULTE MARINE	119 206 611
STETHOSCOPE SONIC ADULTE VERT	119 206 612
STETHOSCOPE SONIC ADULTE CARMIN	119 206 613





# STETHOSCOPIES



Fournisseur : 3M SANTE



➤ Stéthoscope LITTMANN Classic II

- Qualité acoustique constante et uniforme.
- Meilleure perception des sons de haute fréquence.
- Diamètre du grand pavillon : 3.6 cm (modèle Pédiatrique)  
3.0 cm (modèle Nouveau-né)
- Bague anti-froid pour le confort du patient.
- tubulures en « Y » renforcées afin de pouvoir être pliées sans être déformées.
- Branches de la lyre légères, très solides et résistantes à l'abrasion.
- Livré avec un choix de 3 paires d'embouts auriculaires, souples ou durs et de tailles différentes.
- Garantie de 3 ans sur les stéthoscopes LITTMANN Classic II Pédiatrique et Nouveau-né.

\* STETHOSCOPE LITTMANN Classic II

DESIGNATION	REFERENCE
STETHOSCOPE Classic II BORDEAUX DOUBLE PAVILLON	119 201 701
STETHOSCOPE Classic II GRIS DOUBLE PAVILLON	119 201 702
STETHOSCOPE Classic II NOIR DOUBLE PAVILLON	119 201 707
STETHOSCOPE Classic II BLEU MARINE DOUBLE PAVILLON	119 201 708
STETHOSCOPE Classic II ROSE FRAMBOISE PEDIATRIQUE	119 201 711
STETHOSCOPE Classic II VERT DOUBLE PAVILLON	119 201 712

\* STETHOSCOPE LITTMANN A DOUBLE PAVILLON

DESIGNATION	REFERENCE
STETHOSCOPE LITTMANN PEDIATRIQUE ROUGE DOUBLE PAVIL	119 201 703
STETHOSCOPE LITTMANN CARDIO II NOIR DOUBLE PAVILLON	119 201 709
STETHOSCOPE LITTMANN CLASSIC NOIR DOUBLE PAVILLON	119 201 710

\* STETHOSCOPE LITTMANN A SIMPLE PAVILLON

DESIGNATION	REFERENCE
STETHOSCOPE LITTMANN BORDEAUX SIMPLE PAVILLON	119 201 704
STETHOSCOPE LITTMANN GRIS SIMPLE PAVILLON	119 201 705
STETHOSCOPE LITTMANN BLEU SIMPLE PAVILLON	119 201 706





# STETHOSCOPE



Fournisseur : COLSON DUPONT MEDICAL **COLSON**

## ◆ STETHOSON SIMPLE : Stéthoscope extra plat

- Récepteur simple à membrane époxy diamètre : 40 mm
- Tube Y moulé monobloc
- 3 couleurs au choix : bleu marine, noir et rouge



DESIGNATION	REFERENCE
STETHOSON SIMPLE BLEU MARINE	119 208 001
STETHOSON SIMPLE NOIR	119 208 002
STETHOSON SIMPLE ROUGE	119 208 003

## ◆ STETHOSON DOUBLE : Stéthoscope double récepteur

- 1 cône d'auscultation et 1 membrane époxy diamètre 40 mm
- Tube Y moulé monobloc, 3 couleurs au choix
- Bague anti-froid sur le cône d'auscultation



DESIGNATION	REFERENCE
STETHOSON DOUBLE BLEU MARINE	119 208 006
STETHOSON DOUBLE NOIR	119 208 005
STETHOSON DOUBLE ROUGE	119 208 004





# OTOSCOPES



L'otoscope, appareil professionnel de diagnostic médical, permet d'examiner le conduit auditif externe et le tympan.  
Il est composé d'un manche, d'une source lumineuse et d'un spéculum auriculaire.

## LISTE NON EXHAUSTIVE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER



Otoscope F.O HEINE Mini 2000



- en bleu
- en vert
- en noir

Référence : 110 316 001

Référence : 110 316 002

Référence : 110 316 003

Tête otoscope F.O Mini 2000

Référence : 090 316 005



Trousse otoscope et ophthalmoscope F.O Mini 2000


Référence: 090 316 003

Livré avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 poignée à piles mini 2000 avec étui rigide.

Spéculums réutilisables

En SANALON®S, surface lisse

- Nettoyage facile: désinfection avec les produits usuels et stérilisation en autoclave jusqu'à 134°C
- Introduction indolore et non traumatisante
- Bonne fixation sur l'otoscope



① Ø 2.4 mm

Référence : 090 116 001

② Ø 3 mm

Référence : 090 116 003

③ Ø 4 mm

Référence : 090 116 004

④ Ø 5 mm

Référence : 090 116 005

Le jeu de 4 spéculums

Référence : 090 116 006



Ophthalmoscope HEINE Mini 2000

- en bleu
- en vert
- en noir

Référence : 110 316 004

Référence : 110 316 005

Référence : 110 316 006



Otoscope « EJECT »  
Livré avec spéculums.



Référence : 119 108 005

Tête otoscope EJECT

Référence : 080 108 007

Spéculums auriculaires jetables

- Ø 2.5 mm les 100 pièces

Référence : 090 108 014

- Ø 4 mm les 100 pièces

Référence : 090 108 015





## OTOSCOPES HEINE



Otoscope HEINE BETA 200 complet  
Eclairage distal par fibres optiques  
Boîtier en métal et fenêtre avec grossissement 3 fois  
Livré avec 4 spéculums réutilisables  
Ampoule de 2.5 V  
Existe aussi avec ampoule de 3.5 V

**Référence : 110 316 007**



Tête otoscope BETA 200  
Eclairage par fibres optiques.  
Etanchéité parfaite à l'air de la loupe pivotante.  
Ampoule halogène de 2.5 V

**Référence : 090 316 006**



Poignée à piles BETA 200  
Livrée sans piles

**Référence : 090 316 007**



Trousse complète otoscope BETA 200 F.O  
Livrée avec 1 jeu de spéculums réutilisables,  
et 10 spéculums à usage unique,  
1 ampoule de rechange, dans un étui rigide.

**Référence : 110 316 008**



Tête ophtalmoscope BETA 200  
Avec ampoule halogène de 2.5 V

**Référence : 090 316 008**



Ophtalmoscope BETA 200 complet  
6 diaphragmes pour pupilles étroites ou dilatées  
Lampe halogène pour un meilleur éclairage  
Optique asphérique de pointe pour une meilleure examination du fond de l'œil .

**Référence : 110 316 009**

