



Mastère "EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX"
Promotion 2003-2004

GUIDE INDICATIF DES DISPOSITIFS MÉDICAUX SOUMIS A L'OBLIGATION DE MAINTENANCE
AVEC LEUR CLASSE SELON LA NOMENCLATURE CNEH version 2000.



CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	PULSOMETRE ELECTRONIQUE SIMPLE	01001	01000	Non			Ila			R.10	
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	THERMOMETRE NON ACTIF	01002		Non		I				R.5	
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	THERMOMETRE Electronique	01002		Non			Ila			R.10	
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	TRANSILLUMINATEUR	01003		Non		I				R.10	Sert à illuminer le corps dans le spectre visible
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	PODOSCOPE	01004		Non		I				R.1	DM non actif de diagnostic servant à voir la surface d'appui plantaire au so
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	STETHOSCOPE DOPPLER	01005		Non		I				R.1	
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	MANODETENDEUR	01006		Non						R.2	Cf. R.2 MEDDEV pressure limiting devices.
PETIT MATERIEL D'EXAMEN	PETIT MATERIEL DIVERS	01007		Non						NT	Dépend des dispositifs médicaux
PETIT MATERIEL DE SOINS	MALETTE D'URGENCE	01100	01100	Non						NT	Fonction des éléments qui la compose
PETIT MATERIEL DE SOINS	VALISE DE REANIMATION	01101		Non						NT	Fonction des éléments qui la compose
PETIT MATERIEL DE SOINS	INJECTEUR HYPODERMIQUE	01102		Non			Ila			R.6	Administrat° de médicament sans risque
INSTRUMENTATION COURANTE D'ETAGE	INSTRUMENTATION COURANTE D'ETAGE	01200	01200	Non						NT	Dépend des dispositifs médicaux
PETIT MATERIEL A USAGE UNIQUE	PETIT MATERIEL A USAGE UNIQUE	01300	01300	Non						NT	Dépend des dispositifs médicaux
ENSEMBLES AUTONOMES DE RADIO	CABINE DE RADIOSCOPIE	05001	05001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENSEMBLES AUTONOMES DE RADIO	EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOLOGIE	05002	05002	Oui	1.1			Ilb		R.10	Contrôle et influence l'émission de Rx
ENSEMBLES AUTONOMES DE RADIO	ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE	05003	05003	Oui	1.1			Ilb		R.10	DM contrôlant et influençant l'émission de Rx
ENSEMBLES AUTONOMES DE RADIO	APPAREIL DE RADIOLOGIE DENTAIRE	05004		Oui	1.1			Ilb		R.10	Ensemble radiogène
ENSEMBLES AUTONOMES DE RADIO	CAISSON FERME DE RADIOGRAPHIE	05005	05311	Oui	1.1			Ilb		R.10	Ensemble radiogène
PORTE-TUBES	SUSPENSION PLAFONNIERE	05101	05101	Oui	1.1			Ilb		R.10	DM non actif sans contact avec le patient constituant un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.1C
PORTE-TUBES	COLONNE POUR RADIOLOGIE	05102	05102	Oui	1.1			Ilb		R.10	DM non actif sans contact avec le patient constituant un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.1C
PORTE-TUBES	SUSPENSION D URGENCE	05103		Oui	1.1			Ilb		R.10	DM non actif sans contact avec le patient constituant un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.1C
PORTE-TUBES	PORTE-TUBES (EP)	05104		Oui	1.1			Ilb		R.10	DM non actif sans contact avec le patient constituant un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.1C
STATIFS UNIVERSELS	TABLE DE RADIO NON TELECOMMANDEE	05201	05201	Oui	1.1			Ilb		R.12+R.10	DM actif servant de support au patient constituant un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.10
STATIFS UNIVERSELS	TABLE DE RADIO TELECOMMANDEE	05202	05202	Oui	1.1			Ilb		R.12+R.10	DM actif servant de support au patient constituant un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.10
STATIFS UNIVERSELS	PORTE POTTER MURAL	05203	05203	Oui	1.1	I				R.1	DM non actif
STATIFS UNIVERSELS	TABLE TELECOMMANDEE AVEC ARCEAU	05204		Oui	1.1			Ilb		R.12+ R.10	DM actif
STATIFS UNIVERSELS	STATIFS UNIVERSELS (EP)	05205		Oui	1.1					NT	Dépend de l'équipement
STATIFS SPECIALISES	ARCEAU PER OPERATOIRE PLAFONNIER	05301	05301	Oui	1.1			Ilb		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.1C
STATIFS SPECIALISES	CRANIOGRAPHE	05302	05302	Oui	1.1			Ilb		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.1C
STATIFS SPECIALISES	STATIF POUR TRAUMATOLOGIE	05303	05303	Oui	1.1			Ilb		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ilb selon R.1C

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
STATIFS SPECIALISES	STATIF POUR UROLOGIE	05304	05304	Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
STATIFS SPECIALISES	STATIF PEDIATRIQUE	05305	05305	Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
STATIFS SPECIALISES	STATIF VASCULAIRE	05306	05306	Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
STATIFS SPECIALISES	MAMMOGRAPHE	05307	05307	Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
STATIFS SPECIALISES	STATIF PULMONAIRE AUTOMATIQUE	05308	05308	Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
STATIFS SPECIALISES	PANORAMIQUE DENTAIRE	05309	05309	Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
STATIFS SPECIALISES	TOMOGAPHE X	05310	05310	Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
STATIFS SPECIALISES	STATIF SPECIALISES (EP)	05320		Oui	1.1			Ib		R.10	Constitue un ensemble avec le tube Rx qui prend la classe la plus élevée Ib selon R.10
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	CHANGEUR DE CASSETTE	05401	05401	Oui	1.1	I				R.1	DM non actif
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	PORTE-CASSETTE INDEPENDANT	05402	05402	Oui	1.1	I				R.1	
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	EXPOSEUR AUTOMATIQUE	05403	05403	Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et influence l'émission de Rx
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	CASSETTE	05404	05404	Oui	1.1		Ia			R.16	
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	GRILLE	05404	05404	Oui	1.1			Ib		R.10	Influence l'émission de Rx Cf.note 4 R.10 MEDDEV
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	INJECTEUR DE PRODUIT DE CONTRASTE	05405	05405	Oui	1.1			Ib		R.11	
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	ADAPTATION TOMOGRAPHIQUE	05406	05406	Oui	1.1			Ib		R.10	DM actif
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	CONTENTIONS RADIOLOGIQUES	05407	05407	Non		I				R.1	DM non actif, ex: sangles, sac de sable, etc.
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	ADAPTATION XERORADIOGRAPHIE	05408	05408	Oui	1.1			Ib		R.10	DM actif
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	DISPOSITIF DE MESURE DE DOSE DOS-SURFACE D EXPOSITION	05409	05409	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	ARTERIOPHLEBOGRAPHE	05410	05410	Oui	1.1	I				R.12	Support cassette tournant
COMPLEMENTS D'INSTALLATION	PROTECTION ANTI-X	05411	05411	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	EPI
ENSEMBLE GENERATEUR	GENERATEUR DE RAYONS X	05501	05501	Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
ENSEMBLE GENERATEUR	PUPITRE DE RADIOLOGIE	05502	05502	Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
ENSEMBLE GENERATEUR	ENSEMBLE GAINÉ TUBE RX	05503	05503	Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
ENSEMBLE GENERATEUR	MONOBLOC GAINÉ TUBE RX	05505		Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
ENSEMBLE GENERATEUR	MONOBLOC GAINÉ TUBE RX DENTAIRE	05506		Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
ENSEMBLE GENERATEUR	GROUPE RADIOGENE (EP)	05507		Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
SCANOGRAPHE	SCANNER MONO-BARETTE	05601	05601	Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
SCANOGRAPHE	SCANNER MULTI-BARETTES	05603		Oui	1.1			Ib		R.10	Contrôle et pilote émission Rx
SCINTIGRAPHIE	SCINTIGRAPHIE A BALAYAGE	05701	05701	Oui	1.3		Ia			R.10	Visualisation de la distribut° de radio pharmaceutique.
SCINTIGRAPHIE	SCINTIGRAPHIE A BARREAU	05702	05702	Oui	1.3		Ia			R.10	Visualisation de la distribut° de radio pharmaceutique.
SCINTIGRAPHIE	TETE DE GAMMA CAMERA	05703	05703	Oui	1.3		Ia			R.10	Visualisation de la distribut° de radio pharmaceutique
SCINTIGRAPHIE	LIT POUR SCINTIGRAPHIE	05704	05704	Oui	1.3		Ia			R.12 + R.10	DM actif servant de support au patient constituant un ensemble avec la gamma caméra qui prend la classe la plus élevée Ia selon R.10
SCINTIGRAPHIE	STATIF NON TOMOGRAPHIQUE DE CAMERA GAMMA	05705	05705	Oui	1.3		Ia			R.12 + R.10	DM actif servant de support au patient constituant un ensemble avec la gamma caméra qui prend la classe la plus élevée Ia selon R.10
SCINTIGRAPHIE	TOMOSCINTIGRAPHIE A POSITIONS	05706	05706	Oui	1.3		Ia			R.10	Visualisation de la distribut° de radio pharmaceutique
SCINTIGRAPHIE	DETECTEUR A CAPTATION THYROIDIENNE	05707		Oui	1.3		Ia			R.10	Visualisation de la distribut° de radio pharmaceutique
SCINTIGRAPHIE	COLLIMATEUR PARALLELE	05708		Oui	1.3	I				R.1	DM non actif

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
SCINTIGRAPHIE	COLLIMATEUR CONVERGENT/DIVERGENT	05709		Oui	1.3	I				R.1	DM non actif
SCINTIGRAPHIE	COLLIMATEUR PIN HOLE	05710		Oui	1.3	I				R.1	DM non actif
SCINTIGRAPHIE	COLLIMATEUR EN EVENTAIL	05711		Oui	1.3	I				R.1	DM non actif
SCINTIGRAPHIE	MEDECINE NUCLEAIRE (EP)	05712		Oui	1.3					NT	Dépend de l'équipement
OSTEODENSITOMETRIE	OSTEODENSITOMETRE GAMMA	05801	05801	Oui	1.3		Ia			R.10	Sert à voir la distribution de radio pharmaceutique
OSTEODENSITOMETRIE	OSTEODENSITOMETRE X	05802	05802	Oui	1.1			Ib		R.10	
PETIT APPAREILLAGE POUR LA MEDECINE NUCLEAIRE	ACTIVIMETRE	05901	05901	Oui	1.3	I				R.12	DM actif de mesurage
PETIT APPAREILLAGE POUR LA MEDECINE NUCLEAIRE	MATERIEL DE RADIO PROTECTION/STOCKAGE POUR RADIO-ISOTOPE	05902	05902	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	EPI
PETIT APPAREILLAGE POUR LA MEDECINE NUCLEAIRE	DETECTEUR DE RADIOACTIVITE	05903	05903	Oui	1.3		Ia			R.10	DM servant à repérer en chirurgie une zone irradiante contenant des radio pharmaceutiques
PETIT APPAREILLAGE POUR LA MEDECINE NUCLEAIRE	AUTRES PETITS APPAREILS DE MEDECINE NUCLEAIRE	05904		Oui	1.3					NT	Dépend de l'équipement
ECHOGRAPHIE	ECHOGRAPHE	06001	06001	Non			Ia			R.10	
ECHOGRAPHIE	SONDE MECANIQUE EXTERNE	06002	06002	Non			Ia			R.10	
ECHOGRAPHIE	ECHOENDOSCOPE	06003	06003	Non			Ia			R.10	
ECHOGRAPHIE	SONDE ELECTRONIQUE EXTERNE	06012		Non			Ia			R.10+R.4	R.4 n'influence pas R.10
ECHOGRAPHIE	SONDE TRANSOESOPHAGIENNE	06022		Non			Ia			R.10+R.5	R.5 n'influence pas R.10
ECHOGRAPHIE	SONDE ENDOCAVITAIRE	06032		Non			Ia			R.10+R.5	R.5 n'influence pas R.10
ECHOGRAPHIE	SONDE PEDOFF	06042		Non			Ia			R.10+R.4	R.4 n'influence pas R.10
THERMOGRAPHIE	CAMERA DE THERMOVISION	06101	06101	Non		I				R.12	Voir R.12 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	IRM	06201	06201	Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE CORPS	06202	06202	Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	IRM (EP)	06203		Non						NT	Dépend de l'équipement
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE THORACO ABDOMINALE	06212		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE CRANE	06222		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE CERVICO-DORSO-LOMBAIRE	06232		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE SEIN	06242		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE GENOU / EXTREMITES	06252		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE EPAULE	06262		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	ANTENNE POIGNET	06272		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE	AUTRE ANTENNE	06282		Non			Ia			R.10	voir R.10 MEDDEV
CYCLOTRON A USAGE MEDICAL	CYCLOTRON A USAGE MEDICAL	06301	06301	Oui	1.3			Ib		R.10	
ENSEMBLE DE SCOPIE TELEVISEE	ENSEMBLE TUBE - ANALYSEUR	11101	11101	Oui	1.1			Ib		R.10	DM actif pour contrôler émission ionisante
ENSEMBLE DE SCOPIE TELEVISEE	ENSEMBLE DETECTEUR CCD	11102		Oui	1.1			Ib		R.10	DM actif de diagnostic cf.note 4 p33 MEDDEV
ENSEMBLE DE SCOPIE TELEVISEE	AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE	11103	11103	Oui	1.1			Ib		R.10	DM actif de diagnostic cf.note 4 p33 MEDDEV
ENSEMBLE DE SCOPIE TELEVISEE	MONITEUR DE CONTROLE	11104	11104	Oui	1.1			Ib		R.10	DM actif de diagnostic cf.note 4 p33 MEDDEV
ENSEMBLE DE SCOPIE TELEVISEE	MEMOIRE IMAGE	11105	11105	Oui	1.1	I				R.12	
NEGATOSCOPES ET TABLES DE LECTURE	NEGATOSCOPE	11201	11201	Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
NEGATOSCOPES ET TABLES DE LECTURE	TABLE DE TRI	11203	11203	Oui	1.1	I				R.12	DM actif pas destiné au diagnostic cf. définition
NEGATOSCOPES ET TABLES DE LECTURE	TABLE DE LECTURE DE FILMS	11204	11204	Oui	1.1	I	Ia			R.12 ou R.10	Si la table sert au diagnostic = Ia Si la table ne sert pas au diagnostic =
NEGATOSCOPES ET TABLES DE LECTURE	NEGATOSCOPE (EP)	11206		Oui	1.1					NT	Dépend de l'équipement
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE EN RADIOLOGIE	DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE POUR RADIOLOGIE	11301	11301	Oui	1.1	I				R.12	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE EN RADIOLOGIE	DISPOSITIF PLEIN JOUR	11302	11302	Oui	1.1	I				R.12	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE EN RADIOLOGIE	CAMERA D'IDENTIFICATION	11304	11304	Oui	1.1	I				R.12	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Iib	III		
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE EN RADIOLOGIE	RECUPERATEUR D'ARGENT PHOTOGRAPHIQUE	11305	11305	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE EN RADIOLOGIE	DEVELOPPEUR MANUEL	11306	11306	Oui	1.1	I				R.12	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE EN RADIOLOGIE	MELANGEUR AUTOMATIQUE	11307	11307	Oui	1.1	NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES	TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE (EP)	11309		Oui	1.1					NT	Dépend de l'équipement
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES	CONSOLE DE TRAITEMENT D'IMAGES RADIOLOGIQUES	11401	11401	Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES	SYSTEME DE RADIOGRAPHIE NUMERISEE	11402	11402	Oui	1.1		Ia			R.10	DM post formation de l'image Cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES	SYSTEME D'ANGIOGRAPHIE NUMERISEE	11403	11403	Oui	1.1		Ia			R.10	DM post formation de l'image Cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES	SCANNER DE NUMERISATION	11404		Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES	SYSTEME DE TRAITEMENT D'IMAGES SCINTIGRAPHIQUES	11405		Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES	TRAITEMENT NUMERIQUE (EP)	11409		Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
REPROGRAPHE	VIDEOREPROGRAPHE FILM	11501	11501	Non		I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
REPROGRAPHE	REPROGRAPHE A FILM A DEVELOPPEMENT HUMIDE	11502		Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
REPROGRAPHE	REPROGRAPHE A FILM A DEVELOPPEMENT A SEC	11503		Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAPTEURS NUMERIQUES	CAPTEUR PLAN GRAND CHAMP	11601		Oui	1.1			Iib		R.10	DM actif de diagnostic cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAPTEURS NUMERIQUES	CAPTEUR PLAN CHAMP PARTIEL	11602		Oui	1.1			Iib		R.10	DM actif de diagnostic cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAPTEURS NUMERIQUES	LECTEUR DE PLAQUES PHOTOSTIMULABLES	11603	11406	Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAPTEURS NUMERIQUES	SCANNER GRAND CHAMP ET HAUTE RESOLUTION	11604		Oui	1.1	I				R.12	DM actif (pas de diagnostic) cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAPTEURS NUMERIQUES	AUTRES DETECTEURS NUMERIQUES	11605		Oui	1.1			Iib		R.10	DM actif de diagnostic cf. note 4 R.10 MEDDEV
CAPTEURS NUMERIQUES	CASSETTE POUR LECTEUR DE PLAQUES PHOTOSTIMULABLES	11606		Oui	1.1		Ia			R.16	DM non actif
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	MODULE D'ACQUISITION D'ELECTROENCEPHALOGRAPHIE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE	15001	15001	Oui	1.5		Ia	Iib		R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up et ambulatoire=Ia Soins intensif ou urgence=III
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	ECHOENCEPHALOGRAPHE	15002	15002	Non			Ia			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	POTENTIELS EVOQUES	15003	15003	Non			Ia			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	MODULE D'ACQUISITION D'ELECTROMYOGRAPHIE+D192 ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE	15004	15004	Non			Ia			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	MODULE D'ACQUISITION DE POLYSOMNOGRAPHIE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE	15006		Non			Ia			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	MONITEUR DE PRESSION RACHIDIENNE	15007		Non			Ia			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	STATION DE LECTURE/INTERPRETATION	15008		Non			Ia			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE NEUROPHYSIOLOGIQUE / MUSCULAIRE	CARTOGRAPHE EEG	15009		Non			Ia			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	MODULE D'ACQUISITION DE CARDIOGRAPHIE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE	15101	15101	Oui	1.5		Ia	Iib		R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ia Soins intensif ou urgence=III
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	BAIE DE CATHETERISME	15103	15103	Oui	1.5			Iib		R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	DEBITMETRE SANGUIN	15104	15104	Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif ou urgence=Ilt
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	CENTRALE D ARYTHMIE	15105	15105	Oui	1.5			Ilb		R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	VELOCIMETRE DOPPLER	15108	15108	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	ENREGISTREUR DE POTENTIEL TARDIF	15109		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	EPREUVE D'EFFORT	15110	15110	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	SYSTEME D ELECTRODES PNEUMATIQUES	15111		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-VASCULAIRE	ELECTROCARDIOGRAPHE	15199		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif ou urgence=Ilt
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	ENSEMBLE D'ANALYSE DE LA FONCTION RESPIRATOIRE	15301	15301	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	ANALYSEUR DE GAZ RESPIRATOIRES	15302	15302	Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif ou urgence=Ilt
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	SPIROMETRE	15303	15303	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE	15304	15304	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	MODULE D'ACQUISITION DE PNEUMOTOCOGRAPHIE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE	15305	15305	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	MESURE DE LA DIFFUSION PULMONAIRE(EP)	15306	15306	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	VO2 MAX A L EFFORT	15307		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE	EXPLORATION RESPIRATOIRE (EP)	15308		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	MODULE D'ACQUISITION D'ELECTROCOCHLEOGRAPHIE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE	15401	15401	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	ELECTROGUSTOMETRE	15402	15402	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	AUDIOMETRE	15403	15403	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	IMPEDANCEMETRE	15404	15404	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	CABINE AUDIOMETRIQUE	15405	15405	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	MODULE D'ACQUISITION D'ELECTRONYSTAGMOGRAPHIE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE	15406	15406	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	UNITE D'EXAMEN ORL	15407	15407	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	FAUTEUIL D'ORL	15408		Non			I			R.12	
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	POTENTIEL EVOQUE AUDITIF PEA	15409		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	TYMPANOMETRE	15410		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	PUPITRE VOCAL	15411		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	PHONODIOSCOPE	15412		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS O.R.L.	CALIBRATEUR DE SOURCE SONORE	15413		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	OPHTALMOSCOPE	15501	15501	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	BIOMICROSCOPE OCULAIRE	15502	15502	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	REFRACTOMETRE	15503	15503	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	FOCOMETRE	15504	15504	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	PERIMETRE AUTOMATIQUE	15505	15505	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	POTENTIELS EVOQUES VISUELS	15506	15506	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	ECHOOPHTALMOSCOPE	15507	15507	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	UNITE D'EXAMEN OPHTHALMOLOGIQUE	15508	15508	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	RETINOGRAPHE	15509	15509	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	TONOMETRE	15510		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	MICROSCOPE SPECULAIRE	15511		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	MESURE DE LA SENSIBILITE DU CONTRASTE (EP)	15512		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	TOPOGRAPHE CORNEEN	15513		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	SCANNING LASER OPHTALMOSCOPE SLO	15514		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET EXAMENS OPHTHALMOLOGIQUES	PROJECTEUR DE TESTS	15515		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIVERSES	BAIE D'URODYNAMIQUE	15601	15601	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIVERSES	PH METRE/MANOMETRE	15602	15602	Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIVERSES	NANOMETRE VESICAL ou RECTAL	15602	15602	Non			Ila			R.10+R.5	DM actif invasif non chirurgical
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIVERSES	ANALYSEUR DE MOTILITE GASTRIQUE	15603		Non			Ila			R.10	Cf. note 1 R.10 MEDDEV
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES DIVERSES	FAUTEUIL D'ORL	15708	15708	Non		I				R.12	
MONITORAGE	MONITEUR DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE COMPACT	15901	15901	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE MODULAIRE	15902		Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	CARDIOTOCOGRAPHE	15904	15904	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE	15905	15905	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE PtiO2/PtCO2	15906	15906	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE CO2	15907	15907	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE SPO2	15908	15908	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE SATURATION VEINEUSE EN OXYGENE	15909	15909	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR D APNEE	15910	15910	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE	15911		Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE NO/NO2/NOx	15912		Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR D EEG	15913		Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE TEMPERATURE	15914		Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE PRESSION INVASIVE	15915		Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE GAZ HALOGENES	15916	32003	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MONITEUR DE CURARISATION	15917	32004	Oui	1.5			Iib		R.10	
MONITORAGE	MODULE ECG	15961		Oui	1.5			Iib		R.10	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
MONITORAGE	MODULE PNI	15962		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE SPO2	15963		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE P1O2/P1CO2	15964		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE SvO2	15965		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE DE DEBIT CARDIAQUE	15966		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE CO2	15967		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE GAZ HALOGENES	15968		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE CURARISATION	15969		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE DE MESURE DU SEGMENT ST	15970		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE DE RESPIRATION	15971		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE TEMPERATURE	15972		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE DE PRESSION INVASIVE	15973		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE EEG	15974		Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	MODULE IMPRIMANTE	15975		Non			I			R.12	
MONITORAGE	MODULE DE TRANSFERT DES DONNEES	15976		Non			I			R.12	
MONITORAGE	MODULE ANALYSEUR GAZ DU SANG	15977		Oui	1.5			Ilb		R.10	Si in Vivo alors DM Si in vitro alors pas DM mais DIV
MONITORAGE	MODULE SPECIFIQUE	15978		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Dépend de l'équipement et de la revendication du fabricant Peut ne pas être en Ilb mais en général sera considéré de la même classe que l'ensemble du système de monitoring
MONITORAGE	MODULE INTERFACE	15979		Oui	1.5			Ilb		R.10	Dépend de la revendication d'utilisation du fab Peut ne pas être un DM mais si DM en général sera considéré de la même classe que l'ensemble du système de monitoring donc en classe Ilb car faisant partie d'un système de monitoring
MONITORAGE	MODULE ANALYSEURS BIOCHIMIQUES	15980		Oui	1.5			Ilb		R.10	Si in Vivo alors DM Si in vitro alors pas DM mais DIV
MONITORAGE	BOITIER A MODULE	15990		Non			I			R.12	
MONITORAGE	POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE	15998	15902	Oui	1.5			Ilb		R.10	
MONITORAGE	EQUIPEMENT ANNEXE DE MONITORAGE (EP)	15999		Non						NT	Dépend de l'équipement
HOLTER	ENREGISTREUR HOLTER CARDIAQUE	16001	16001	Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif=III
HOLTER	LECTEUR CARDIAQUE	16002	16002	Non			Ila			R.10	DM pour Check up Cf.note 1 R.10 MEDDEV
HOLTER	TRANSMETTEUR CARDIAQUE	16003	16003	Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif=III
HOLTER	HOLTER (EP)	16004		Non						NT	Dépend de l'équipement
HOLTER	ENREGISTREUR DE TENSION ARTERIELLE	16011		Non			Ila			R.10	DM pour Check up Cf.note 1 R.10 MEDDEV
HOLTER	LECTEUR DE TENSION ARTERIELLE	16012		Non			Ila			R.10	DM pour Check up Cf.note 1 R.10 MEDDEV
HOLTER	TRANSMETTEUR TENSION ARTERIELLE	16013		Non			Ila			R.10	DM pour Check up Cf.note 1 R.10 MEDDEV
HOLTER	ENREGISTREUR EEG	16021		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif=III
HOLTER	LECTEUR EEG	16022		Non			Ila			R.10	DM pour Check up Cf.note 1 R.10 MEDDEV
HOLTER	TRANSMETTEUR EEG	16023		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif=III
TELEMETRIE	EMETTEUR	16101		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif=III
TELEMETRIE	RECEPTEUR	16102		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.10	Dépend de la revendication d'utilisation du fab. Check up=Ila Soins intensif=III
TELEMETRIE	TELEMETRIE (EP)	16103		Non						NT	Dépend de l'équipement
BALANCE DE LABORATOIRE	BALANCE STANDARD	20001	20001	Non			NA	NA	NA	NA	Pas DM
BALANCE DE LABORATOIRE	BALANCE DE PRECISION	20002		Non			NA	NA	NA	NA	Pas DM

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
BALANCE DE LABORATOIRE	BALANCE DE LABORATOIRE (EP)	20003		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BAINS	BAIN THERMOSTATE	20101	20101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BAINS	BAIN CRYOGENIQUE	20102		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ETUVES	ETUVE BACTERIOLOGIQUE	20202	20202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ETUVES	ETUVE A CO2	20203		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ETUVES	ENCEINTE ANAEROBIE	20204	20204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ETUVES	ETUVE (EP)	20205		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
AUTOMATE DE PREPARATION/DISTRIBUTION	AUTOMATE DE PREPARATION / DISTRIBUTION	20301	20301	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATEUR	CONGELATEUR -20°C	20501		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATEUR	CONGELATEUR -30°C	20502		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATEUR	CONGELATEUR -80°C	20503		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATEUR	CONGELATEUR - 130°C	20504		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATEUR	CONGELATION (EP)	20505		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENCEINTE	CHAMBRE FROIDE A +4°C	20601		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENCEINTE	ENCEINTE A 22°C	20602		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CENTRIFUGEUSE	CENTRIFUGEUSE STANDARD	20801	20801	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CENTRIFUGEUSE	MICRO-CENTRIFUGEUSE	20802		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CENTRIFUGEUSE	CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE	20803		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CENTRIFUGEUSE	ULTRACENTRIFUGEUSE	20804		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CENTRIFUGEUSE	CENTRIFUGEUSE (EP)	20805		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MICROSCOPIE	MICROSCOPE A FLUORESCENCE	20901	20901	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MICROSCOPIE	MICROSCOPE INVERSE	20902		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MICROSCOPIE	MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE	20903		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MICROSCOPIE	PHOTOMICROSCOPE	20904		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MICROSCOPIE	MICROSCOPE ELECTRONIQUE	20905	02101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MICROSCOPIE	OBJECTIFS DE MICROSCOPE	20906		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MICROSCOPIE	MICROSCOPE (EP)	20907		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
OSMOMETRIE	OSMOMETRE	21201	21201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
OSMOMETRIE	OSMOMETRE (EP)	21202		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENREGISTREMENT GRAPHIQUE	ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE LABORATOIRE	21401	21401	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENREGISTREMENT GRAPHIQUE	ENREGISTREUR GRAPHIQUE (EP)	21402		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	CALORIMETRE	21501		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	DISTILLATEUR DE SOLVANTS ORGANIQUES	21502		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	CONDUCTIVIMETRE	21503		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	RESISTIVIMETRE	21504		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	EVAPORATEUR	21505		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	INTERFEROMETRE	21506		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	PREPARATEUR/LAVEUR DE MICROPLAQUES	21507		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	BROYEUR DE LABORATOIRE	21508		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE	AUTRES EQUIPEMENTS	21509		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PAILLASSE ET ENVIRONNEMENT	PAILLASSE DE LABORATOIRE	21601		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PAILLASSE ET ENVIRONNEMENT	MEUBLE SOUS PAILLASSE	21602		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSE D'IMAGES MICROSCOPIQUES	ANALYSEUR D'IMAGES MICROSCOPIQUES	21701	21701	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SYSTEME DE DILUTION	SYSTEME MANUEL	21801	20303	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SYSTEME DE DILUTION	SYSTEME AUTOMATIQUE	21802		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
AGITATEUR	AGITATEUR A PLAQUE	21901	20304	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
AGITATEUR	AGITATEUR A TUBE	21902		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
AGITATEUR	MELANGEUR MAGNETIQUE	21903		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
POMPE PERISTALTIQUE DE LABORATOIRE	POMPE PERISTALTIQUE DE LABORATOIRE	22001	20305	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SYSTEME DE PIPETAGE	SYSTEME MANUEL	22101		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SYSTEME DE PIPETAGE	SYSTEME ELECTRONIQUE	22102		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LOGICIEL	LOGICIEL DE VALIDATION INTERMEDIAIRE	23001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LOGICIEL	LOGICIEL DE VALIDATION BIOLOGIQUE	23002		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LOGICIEL	LOGICIEL DE GESTION MULTI LABORATOIRES	23003		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LOGICIEL	LOGICIEL DE GESTION DES CONTROLES DE QUALITE	23004		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LOGICIEL	LOGICIEL DE GESTION DE LA SEROTHEQUE	23005		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LOGICIEL	LOGICIELS EPIDEMIOLOGIQUES	23006		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LOGICIEL	AUTRES LOGICIELS	23009		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES	CONNEXIONS D'AUTOMATES	23201		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES	LECTEUR DE DOCUMENTS MARQUES	23202		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES	LECTEUR DE CODES A BARRE	23203		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES	IMPRIMANTE POUR ETIQUETTES CODE A BARRE	23204		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES	AUTRES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES	23205		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS POLYVALENTS DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE DE BIOCHIMIE	24001	24001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS POLYVALENTS DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE (EP)	24002		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE METABOLITES	24101	24101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE CALCIUM	24102		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE PH - GAZ DU SANG	24103	24103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	PH-METRE DE LABORATOIRE	24104	24104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR SODIUM-POTASSIUM	24105		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	CO-OXYMETRE	24106	24106	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE CHLORURES	24107		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE FER SERIQUE	24108		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR PH-GAZ DU SANG ET COOXYMETRIE	24109		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE RESERVE ALCALINE	24110		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	TEST DE SUEUR	24111		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE GLUCOSE	24112		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR D'ENZYMES	24113		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE CHOLESTEROL	24114		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	AUTOMATE D'HORMONOLOGIE	24115		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE PROTEINES	24116		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR D'UREE	24117		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE CREATININE	24118		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE LACTATE	24119		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR DE SPECTRE DOPPLER	24120		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEUR D'ACIDES AMINES	24121	24201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE	ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE (EP)	24122		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	SPECTROPHOTOMETRE D'ABSORPTION ATOMIQUE	24202	24202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	SPECTROPHOTOMETRE D'EMISSION ATOMIQUE	24203	24203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	SPECTROMETRE DE MASSE	24204	24204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE	24205	24205	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	CHROMATOGRAPHE EN PHASE GAZEUSE	24206	24206	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	SPECTROPHOTOMETRE (UV,VISIBLE,IR)	24208	24208	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	CHROMATOGRAPHIE (EP)	24209		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	SPECTROFLUORIMETRE	24209	24209	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SPECTROPHOTOMETRIE ET CHROMATOGRAPHIE	ANALYSEUR PARTICULIER (EP)	24210		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS AUTOMATIQUE HORS LABORATOIRE	ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE	24301		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS AUTOMATIQUE HORS LABORATOIRE	GLUCOMETRE	24302		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS AUTOMATIQUE HORS LABORATOIRE	MODULES ANALYSEURS AGILENT	24303		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANALYSEURS AUTOMATIQUE HORS LABORATOIRE	LECTEUR DE BANDES URINAIRES	24304		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
IMMUNOCHIMIE	PASSEUR D'ECHANTILLONS GAMMA	24401	24401	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
IMMUNOCHIMIE	PASSEUR D'ECHANTILLONS BETA	24402	24402	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
IMMUNOCHIMIE	ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR FLUORESCENCE	24403	24403	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
IMMUNOCHIMIE	ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE	24404		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
IMMUNOCHIMIE	IMMUNOCHIMIE (EP)	24405		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ELECTROPHORESE	CUVE,GENERATEUR POUR ELECTROPHORESE	24501	24501	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ELECTROPHORESE	AUTOMATE/DENSITOMETRE POUR ELECTROPHORESE	24502	24502	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ELECTROPHORESE	ELECTROPHORESE (EP)	24590		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMATOLOGIE	AUTOMATE POUR NUMERATION ET FORMULE SANGUINE	24601	24601	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMATOLOGIE	CYTOMETRE DE FLUX	24602	24602	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMATOLOGIE	AUTOMATE D'ETALEMENT ET DE COLORATION DE LAMES	24603		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMATOLOGIE	COMPTEUR DE CELLULES/PLAQUETTES	24604		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMATOLOGIE	ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE	24605		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMATOLOGIE	ANALYSEUR TRIEUR DE CELLULES	24606		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMATOLOGIE	LECTEUR D'HEMATOCRITE	24607		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
GROUPAGE SANGUIN	AUTOMATE POUR GROUPAGE SANGUIN	24701	24701	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
GROUPAGE SANGUIN	RHESUSCOPE	24702		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
GROUPAGE SANGUIN	GROUPAGE SANGUIN (EP)	24790		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMOSTASE	THROMBOELASTOGRAPHE	24801	24801	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMOSTASE	COAGULOMETRE	24802	24802	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMOSTASE	AGREGOMETRE	24803	24803	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMOSTASE	ANALYSEUR DE COAGULATON	24804		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HEMOSTASE	APPAREIL DE LECTURE VS	24805		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BIOLOGIE MOLECULAIRE	SYNTHETISEUR D'ADN	24901	24901	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BIOLOGIE MOLECULAIRE	AMPLIFICATEUR D'ADN	24902	24702	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BIOLOGIE MOLECULAIRE	EXTRACTEUR D'ADN	24903		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BIOLOGIE MOLECULAIRE	SEQUENCEUR D'ADN	24904		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BIOLOGIE MOLECULAIRE	BIOLOGIE MOLECULAIRE (EP)	24990		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSFUSION	COLLECTE PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS	25001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSFUSION	PRESSE A PLASMA	25002		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
TRANSFUSION	FILTRATION SOUS VIDE	25003		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSFUSION	SEPARATEUR DE CELLULES/PLASMA PAR CENTRIFUGATION	25004	40203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSFUSION	MONITEUR DE PLASMAFILTRATION	25005	40204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSFUSION	PLASMAFILTRE	25006	40205	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSFUSION	LAVEUR DE CELLULES	25007	40206	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSFUSION	FRACTIONNEMENT DU SANG (EP)	25019		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	DISTRIBUTEUR DE PARAFFINE	28001	28001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	PLATINE A INCLUSION	28002	28002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	CRYOSTAT	28003		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	MICROTOME	28004	28004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	CRYOMICROTOME	28005	28005	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	AFFUTEUSE DE RASOIRS MICROTOMES	28006	28006	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	DESSICATION (EP)	28007		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS	28008		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	DEFRIPEUR	28009		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	AUTOMATE DE COLORATION DE LAMES	28010	21101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CYTO-ANATOMO-PATHOLOGIE	COLORATION DE LAMES (EP)	28011		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BACTERIOLOGIE	AUTOMATE DE MILIEU DE CULTURE	28101	28101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BACTERIOLOGIE	AUTOMATE POUR ANTIBIOGRAMME	28102	28103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BACTERIOLOGIE	AUTOMATE POUR IDENTIFICATION	28103		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BACTERIOLOGIE	AUTOMATE POUR ANTIBIOGRAMME ET IDENTIFICATION	28104		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BACTERIOLOGIE	DETECTION DE LA CROISSANCE BACTERIENNE(EP)	28105		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MORGUE	TABLE D'AUTOPSIE	28201	28201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MORGUE	CASE REFRIGEREE POUR MORGUE	28202	28202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MORGUE	CHARIOT MORTUAIRE	28203	28203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANESTHESIE	CHARIOT D'ANESTHESIE	32001	32001	Non		I				R.1	
ANESTHESIE	EVAPORATEUR DE GAZ ANESTHESIQUE	32002	32002	Oui	1.5			Ilb		R.11	DM actif destiné à administrer des médicaments de manière potentiellement dangereuse Cf. R.11 Meddev
ANESTHESIE	SYSTEME D'EVACUATION DES GAZ ANESTHESIQUES	32005		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
VENTILATION	VENTILATEUR D'URGENCE	32201	32201	Oui	1.5			Ilb		R.9	
VENTILATION	INSUFFLATEUR MANUEL	32202	32202	Non			Ila			R.2	
VENTILATION	MONITEUR DE VENTILATION	32203	32203	Oui	1.5			Ilb		R.10	
VENTILATION	HUMIDIFICATEUR	32204	32204	Oui	1.5		Ila	Ilb		R.11	cf. R.11 MEDDEV dépend du fab.si utilisé pour un patient inconscient ou dont la ventilation n'est pas spontanée Ilb si ventilation spontanée et patient conscient Ila
VENTILATION	MELANGEUR DE GAZ	32205	32205	Oui	1.5			Ilb		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Ilb
VENTILATION	MONITEUR D'OXYGENE(FIO2)	32206	32206	Oui	1.5			Ilb		R.10	
VENTILATION	CHARIOT DE VENTILATEUR	32207		Non		I				R.1	
VENTILATION	VENTILATEUR D'ANESTHESIE	32211		Oui	1.5			Ilb		R.11	
VENTILATION	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	32221		Oui	1.5			Ilb		R.11	
VENTILATION	VENTILATEUR DE TRANSPORT	32231		Oui	1.5			Ilb		R.11	
VENTILATION	VENTILATEUR DE REANIMATION POUR NOUVEAU NE	32241		Oui	1.5			Ilb		R.11	
VENTILATION	VENTILATEUR POUR USAGE A DOMICILE	32251		Oui	1.5			Ilb		R.11	
VENTILATION	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	32261		Oui	1.5			Ilb		R.11	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
VENTILATION	VENTILATEUR HAUTE FREQUENCE	32271		Oui	1.5			Ib		R.11	
VENTILATION	VENTILATION (EP)	32290		Non						NT	Dépend de l'équipement
VENTILATION	DISTRIBUTEUR DE NO	32299		Oui	1.5			Ib		R.11	S'apparente à un mélangeur
CENTRALE DE VIDE	ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL	32301	32301	Non			Ia			R.11	
CENTRALE DE VIDE	ASPIRATION (EP)	32302		Non						NT	Dépend de l'équipement
CENTRALE DE VIDE	ASPIRATION SUR VIDE CENTRAL(EP)	32390		Non						NT	Dépend de l'équipement
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POUSSE SERINGUES MONOVOIE	32401	32401	Oui	1.5		Ia	Ib		R.11	Dépend du fabricant si le défaut de délivrer la dose appropriée représente un risque Ib ou pas Ia
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POUSSE SERINGUE D ANESTHESIE MONOVOIE	32402	32402	Oui	1.5			Ib		R.11	
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POUSSE SERINGUE DOUBLE VOIE	32403		Oui	1.5		Ia	Ib		R.11	Dépend du fabricant si le défaut de délivrer la dose appropriée représente un risque Ib ou pas Ia
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POMPE ACCELERATRICE DE PERFUSION/TRANSFUSION	32404	32404	Oui	1.5			Ib		R.11	
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POMPE A NUTRITION ENTERALE	32405	32405	Non			Ia			R.11	Voie digestive
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POMPE A NUTRITION PARENTERALE	32406		Oui	1.5			Ib		R.11	Autre voie que digestive=Circulation sanguine
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	CONTROLEUR/REGULATEUR DE DEBIT DE PERFUSION	32407	32407	Oui	1.5		Ia	Ib		R.11	Dépend du fabricant si le défaut de délivrer la dose appropriée représente un risque Ib ou pas Ia
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POMPE D'AUTO-ANALGESIE	32408	44501	Oui	1.5			Ib		R.11	L'opération est potentiellement dangereuse
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	SYSTEME D'ASSERVISSEMENT DE POMPES	32409	32409	Oui	1.5			Ib		R.11	
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POMPE DE PCA	32499		Oui	1.5			Ib		R.11	L'opération est potentiellement dangereuse (Cf. 32408)
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	RECHAUFFEUR DE PERFUSION/TRANSFUSION	32410	32410	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal energy
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	RECHAUFFEUR DE POCHE A SANG	32411	32411	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal energy
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	SYSTEME D AUTOTRANSFUSION	32412	32412	Oui	1.5			Ib		R.11	Par analogie aux équipement de dialyse
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POUSSE SERINGUE MODULAIRE	32413		Oui	1.5		Ia	Ib		R.11	Dépend du fabricant si le défaut de délivrer la dose appropriée représente un risque Ib ou pas Ia
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	MODULE DE BASE POUR POUSSE SERINGUE MODULAIRE	32414		Oui	1.5		Ia	Ib		R.11	Dépend du fabricant si le défaut de délivrer la dose appropriée représente un risque Ib ou pas Ia
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POUSSE SERINGUE D ANESTHESIE DOUBLE VOIE	32422		Oui	1.5			Ib		R.11	
PERFUSION / NUTRITION / TRANSFUSION	POMPE POUR CHIMIOETHERAPIE	32432		Oui	1.5			Ib		R.11	
CARDIOSTIMULATION	DEFIBRILLATEUR NON IMPLANTABLE	32501	32501	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Electrical Energy
CARDIOSTIMULATION	STIMULATEUR CARDIAQUE TEMPORAIRE	32502	32502	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Electrical Energy
CARDIOSTIMULATION	STIMULATEUR (EP)	32503		Non						NT	Dépend de l'équipement
REANIMATION PEDIATRIQUE	INCUBATEUR DE TRANSPORT	32601	32601	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
REANIMATION PEDIATRIQUE	TABLE DE REANIMATION NEONATALE	32602	32602	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
REANIMATION PEDIATRIQUE	BERCEAU CHAUFFANT	32603		Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
REANIMATION PEDIATRIQUE	APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE	32604		Non			Ia			R.9	Cf. R.9 MEDDEV Light
REANIMATION PEDIATRIQUE	INCUBATEUR DE SOINS INTENSIFS	32621		Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
REANIMATION PEDIATRIQUE	INCUBATEUR D'ELEVAGE	32631		Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
REANIMATION PEDIATRIQUE	INCUBATEUR RADIANT	32641		Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
REANIMATION PEDIATRIQUE	INCUBATEUR D ATENTE	32651		Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
REANIMATION PEDIATRIQUE	REGULATEUR THERMIQUE CUTANE	32699		Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	GENERATEUR POUR MATELAS A AIR	32701	32701	Oui	1.5		Ia	Ib		R.9	Echangeur de chaleur par air chaud pulsé Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy Est de la même classe que le matelas qu'il équipe puisque formant un système

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	MATELAS CHAUFFANT A AIR PULSE	32702	32702	Oui	1.5		Ila	Ilb		R.9	Echangeur de chaleur par air chaud pulse Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy Dépend du fab. En principe destiné à être utilisé avec des patients incapables de réagir alors Ilb Si peut fournir de l'énergie d'une manière non potentiellement dangereuse compte tenu de l'état du patient, de la nature de la densité et du site d'application de cette énergie alors Ila
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	GENERATEUR POUR COUVERTURE ELECTRIQUE	32703		Oui	1.5			Ilb		R.9	Echangeur de chaleur par eau chaude Cf. R.9 MEDDEV Electrical Energy
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	COUVERTURE CHAUFFANTE ELECTRIQUE	32704		Oui	1.5			Ilb		R.12	Echangeur de chaleur utilisant l'électricité Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	LAMPE INFRAROUGE RADIANTE	32705		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.9	Si patient incapable de réagir ou de communiquer à la chaleur alors Ilb Si peut fournir de l'énergie d'une manière non potentiellement dangereuse compte tenu de l'état du patient, de la nature de la densité et du site d'application de cette énergie alors Ila
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	GENERATEUR POUR MATELAS A EAU	32721		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.9	Echangeur de chaleur par eau chaude Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy Est de la même classe que le matelas qu'il équipe puisque formant un système
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	MATELAS A EAU	32722		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.9	Echangeur de chaleur par eau chaude Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy Dépend du fab. En principe destiné à être utilisé avec des patients incapables de réagir alors Ilb Si peut fournir de l'énergie d'une manière non potentiellement dangereuse compte tenu de l'état du patient, de la nature de la densité et du site d'application de cette énergie alors Ila
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	GENERATEUR POUR MATELAS ELECTRIQUE	32723*	32722	Oui	1.5			Ilb		R.9	Echangeur de chaleur par eau chaude Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	MATELAS ELECTRIQUE	32724*	32723	Oui	1.5			Ilb		R.9	Echangeur de chaleur utilisant l'électricité Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT POUR PATIENTS	RAMPE CHAUFFANTE	32799		Oui	1.5		Ila	Ilb		R.9	Si patient incapable de réagir ou de communiquer à la chaleur alors Ilb Si peut fournir de l'énergie d'une manière non potentiellement dangereuse compte tenu de l'état du patient, de la nature de la densité et du site d'application de cette énergie alors Ila
TABLE D'OPERATION	TABLE D'OPERATIONS A PLATEAU NON TRANSFERABLE	36001	36001	Non			I			R.1 ou R.12	Si la table est manuelle=R.1 si motorisée=R.12
TABLE D'OPERATION	TABLE D'OPERATIONS A PLATEAU TRANSFERABLE	36002	36002	Non			I			R.1 ou R.12	
TABLE D'OPERATION	PLATEAU TRANSFERT	36003	36003	Non			I			R.1 ou R.12	Dépend si DM actif=R.12 Si inactif=R.1
TABLE D'OPERATION	CHARIOT DE TRANSFERT	36004	36004	Non			I			R.1 ou R.12	Dépend si DM actif=R.12 Si inactif=R.1
TABLE D'OPERATION	ACCESSOIRES DE TABLE D'OPERATION	36005	36005	Non			I			R.1	
TABLE D'OPERATION	TABLE D'ACCOUCHEMENT	36006	36006	Non			I			R.1 ou R.12	Si la table est manuelle=R.1 si motorisée=R.12
ECLAIRAGE OPERATOIRE	ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER	36101	36101	Non			I			R.12	Cf. R.12 MEDDEV
ECLAIRAGE OPERATOIRE	ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE	36102		Non			I			R.12	Cf. R.12 MEDDEV
MICROSCOPE OPERATOIRE	MICROSCOPE OPERATOIRE	36201	36101	Non			I			R.12	Cf. R.12 MEDDEV
MICROSCOPE OPERATOIRE	MICROSCOPE OPERATOIRE ROBOTISE	36202		Non			I			R.12	Cf. R.12 MEDDEV
MICROSCOPE OPERATOIRE	MICROSCOPIE OPERATOIRE (EP)	36290		Non						NT	Dépend de l'équipement
BISTOURI ELECTRIQUE / COAGULATEUR	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	36301	36301	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Electrical Energy

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
BISTOURI ELECTRIQUE / COAGULATEUR	BISTOURI A ULTRASONS	36331	36902	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Ultrasound
BISTOURI ELECTRIQUE / COAGULATEUR	BISTOURI A MICRO-ONDES	36341	36903	Oui	1.5			Ilb		R.9	
BISTOURI ELECTRIQUE / COAGULATEUR	BISTOURI A PLASMA	36351		Oui	1.5			Ilb		R.9	
BISTOURI ELECTRIQUE / COAGULATEUR	BISTOURI ELECTRIQUE (EP)	36361		Non						NT	Dépend de l'équipement
LASER THERAPEUTIQUE	LASER ARGON (KRYPTON)	36401	36401	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent Light
LASER THERAPEUTIQUE	LASER YAG PULSE	36402	36402	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent Light
LASER THERAPEUTIQUE	LASER CO2	36403	36403	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent Light
LASER THERAPEUTIQUE	LASER YAG CONTINU	36404	36404	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent Light
LASER THERAPEUTIQUE	LASER A COLORANT	36405	36405	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent Light
LASER THERAPEUTIQUE	LASER EXCIMER	36406		Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent Light
LASER THERAPEUTIQUE	AUTRES LASERS	36410	36410	Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent Light
LASER THERAPEUTIQUE	LASER (EP)	36490		Non						NT	Dépend de l'équipement
CRYOCHIRURGIE/CRYOTHERAPIE	CRYOSONDE	36501	36501	Oui	1.5		Ila	Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy Si transfert d'énergie d'une manière potentiellement dangereuse= Ilb sinon Ila
CRYOCHIRURGIE/CRYOTHERAPIE	CRYODE	36599		Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
COMPLEMENTS DE BLOC OPERATOIRE	BRAS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES	36601	36601	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
COMPLEMENTS DE BLOC OPERATOIRE	MUR TECHNIQUE POUR BLOC OPERATOIRE	36602	36602	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
COMPLEMENTS DE BLOC OPERATOIRE	PASSE-MALADE	36605		Non		I				R.1	
INSTRUMENTATION CHIRURGICALE	INSTRUMENTATION CHIRURGICALE REUTILISABLE	36700	36700	Non		I				R.6	
INSTRUMENTATION CHIRURGICALE	INSTRUMENTATION CHIRURGICALE A USAGE UNIQUE	36700	36700	Non			Ila			R.6	
INSTRUMENTATION CHIRURGICALE	GARROT PNEUMATIQUE	36799		Non		I				R.12	
ENSEMBLE DE CHIRURGIE ODONTO-STOMATOLOGIQUE	UNITE DE CHIRURGIE DENTAIRE	36801	36801	Non			Ila			R.9	Le système a la classe imposée par la règle la plus contraignante lorsque plusieurs règles s'appliquent Dans le cas de la chirurgie dentaire le plus forte classe est: Ila
ENSEMBLE DE CHIRURGIE ODONTO-STOMATOLOGIQUE	FAUTEUIL DENTAIRE	36802	36802	Non		I				R.12	
ENSEMBLE DE CHIRURGIE ODONTO-STOMATOLOGIQUE	TURBINE DENTAIRE	36803		Non		I				R.12	
CHIRURGIE SPECIALISEE	ENSEMBLE POUR CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE	36901	36901	Oui	1.5			Ilb		R.9	Le système a la classe imposée par la règle la plus contraignante lorsque plusieurs règles s'appliquent Dans le cas de la chirurgie ophtalmique le plus forte classe est: Ilb
CHIRURGIE SPECIALISEE	MOTEUR CHIRURGICAL	36904	36904	Non			Ila			R.6	
CHIRURGIE SPECIALISEE	THERMOCHIRURGIE (EP)	36905	36905	Non						NT	Dépend de l'équipement
CHIRURGIE SPECIALISEE	PERCEUSE CHIRURGICALE	36906		Non			Ila			R.6	
CHIRURGIE SPECIALISEE	FIBRILLATEUR	36907		Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Electrical Energy
CHIRURGIE SPECIALISEE	PHAKOEMULSIFICATEUR	36908		Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Ultrasound
CHIRURGIE SPECIALISEE	CHIRURGIE SPECIALISEE(EP)	36990		Non						NT	Dépend de l'équipement
CHIRURGIE SPECIALISEE	MICROCOAGULATEUR	36997		Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Electrical Energy
CHIRURGIE SPECIALISEE	DIACAPSUTOME	36998		Oui	1.5			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Electrical Energy
CHIRURGIE SPECIALISEE	INJECTEUR DE SILICONE / D'HUILE	36999		Oui	1.5			Ilb		R.11	DM pour injection de silicone dans le vitée de l'œil Courrier fabricant FCI
ENDOSCOPIE	ENDOSCOPE SOUPLE	37001	37001	Non			Ila			R.5	Invasif non chirurgical raccordé a un DM actif de classe Ila
ENDOSCOPIE	GENERATEUR LUMIERE FROIDE	37002	37002	Non		I				R.12	
ENDOSCOPIE	ENDOSCOPE RIGIDE	37003	37003	Non			Ila			R.6	
ENDOSCOPIE	SYSTEME DE TRAITEMENT DU SIGNAL VIDEO	37005	37005	Non		I				R.12	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Iib	III		
ENDOSCOPIE	EQUIPEMENT DE CONTRÔLE POUR CAMERA VIDEO	37006	37006	Non		I				R.12	
ENDOSCOPIE	ENDOSCOPIE (EP)	37007	37007	Non						NT	Dépend de l'équipement
ENDOSCOPIE	ENSEMBLE POUR COELIOSCOPIE	37008		Oui	1.5			Iib		R.11	Le système a la classe imposée par la règle la plus contraignante lorsque plusieurs règles s'appliquent Dans le cas de la chirurgie coelioscopique le plus forte classe est: Iib (celle de l'insufflateur)
ENDOSCOPIE	IRRIGATEUR/ASPIRATEUR	37009		Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib et confirmation de STORZ le 22/04/2004
ENDOSCOPIE	INSUFFLATEUR	37010		Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
CIRCULATION EXTRACORPORELLE	POMPE A SANG POUR CEC	37101	37101	Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
CIRCULATION EXTRACORPORELLE	GROUPE THERMIQUE POUR CEC	37102	37002	Oui	1.5			Iib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
CIRCULATION EXTRACORPORELLE	OXYGENATEUR	37103	37003	Oui	1.5			Iib		R.11	Le statut de cet équipement comme DM n'est pas tranché
CIRCULATION EXTRACORPORELLE	SYSTEME INFORMATIQUE POUR APPAREIL DE CEC	37104		Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
CIRCULATION EXTRACORPORELLE	CONSOLE DE CEC	37105		Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE	40001	40001	Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	GENERATEUR MULTIPOSTE D'HEMODIALYSE	40002	40002	Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	MONITEUR D'HEMODIALYSE	40003	40003	Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	GENERATEUR DE DIALYSE PERITONEALE	40004	40004	Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	MONITEUR D'HEMOFILTRATION/ HEMOPERFUSION	40005	40005	Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	HEMODIALYSEUR	40007	40007	Oui	1.5			Iib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	LIGNES ET RACCORDS POUR HEMODIALYSE	40008	40008	Non car consommable et non maintenable				Iib		R.7+R.2	
SUPPLEANCE RENALE	HEMOFILTRE	40009	40009	Non car consommable et non maintenable				Iib		R.3	Cf. R.3 MEDDEV Class Iib
SUPPLEANCE RENALE	SUPPLEANCE RENALE (EP)	40010		Non						NT	Dépend de l'équipement
SUPPLEANCE RENALE	RECHAUFFEUR DE DIALYSAT	40099		Oui	1.5			Iib		R.9	Permet de régler la tpe du sang retourné au patient via les échanges entre le sang et le dialysat
SUPPLEANCE CARDIOVASCULAIRE	POMPE A BALLONNET INTRA-AORTIQUE	40301	40301	Oui	1.5			Iib		R.11	Injection d'hélium dans le ballonnet en fct de la contrat* ventriculaire
SUPPLEANCE CARDIOVASCULAIRE	STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE	40302	40302	Non		NA	NA	NA	NA	DMIA	
SUPPLEANCE CARDIOVASCULAIRE	PROTHESE VASCULAIRE	40303	40303	Non car prothèse implantable non maintenable					III	R.8	Cf. R.8 MEDDEV Class III
SUPPLEANCE CARDIOVASCULAIRE	VALVE CARDIAQUE	40304	40304	Non car prothèse implantable non maintenable					III	R.9	Cf. R.8 MEDDEV Class III
SUPPLEANCE CARDIOVASCULAIRE	DEFIBRILLATEUR IMPLANTABLE	40305	40305	Non		NA	NA	NA	NA	DMIA	
SUPPLEANCE CARDIOVASCULAIRE	COEUR ARTIFICIEL	40306	40306	Oui	1.5			Iib		R.11	
SUPPLEANCE ENDOCRINIENNE	PANCREAS ARTIFICIEL	40401	40401	Oui	1.5			Iib		R.11	
SUPPLEANCES ORL	PROTHESE AUDITIVE	40601	40601	Non			Ila			R.5+R.9	Cf. R.9 MEDDEV Sound
SUPPLEANCES ORL	IMPLANT COCHLEAIRE	40602	40602	Non car prothèse implantable non maintenable				Iib		R.8	
SUPPLEANCES ORL	IMPLANT ORL	40603	40603	Non car prothèse implantable non maintenable				Iib		R.8	
SUPPLEANCES ORL	SUPPLEANCE ORL (EP)	40690		Non						NT	Dépend de l'équipement

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
SUPPLÉANCE OPHTHALMOLOGIQUE	LENTILLE CORNÉENNE	40701	40701	Non car consommable et non maintenable			Ila			R.5	
SUPPLÉANCE OPHTHALMOLOGIQUE	IMPLANT OCCULAIRE	40702	40702	Non car prothèse implantable non maintenable				Ilb		R.8	Cf. R.8 MEDDEV Class IIb
SUPPLÉANCE OPHTHALMOLOGIQUE	SUPPLÉANCE OPHTHALMOLOGIQUE (EP)	40790		Non						NT	Dépend de l'équipement
PROTHÈSES DENTAIRES	PROTHÈSE DENTAIRE	40801	40801	Non car prothèse implantable non maintenable			Ila			R.8	Cf. R.8 MEDDEV Class IIa
PROTHÈSES DENTAIRES	PROTHÈSE DENTAIRE (EP)	40802	40802	Non car prothèse implantable non maintenable						NT	Dépend de l'équipement
SUPPLÉANCE ORTHOPÉDIQUE	PROTHÈSE ARTICULAIRE	40901	40901	Non car prothèse implantable non maintenable				Ilb	III	R.8	Cf. R.8 MEDDEV Si l'effet biologique du recouvrement d'HAP est revendiqué et démontré par le fabricant la prothèse est de classe III. Cependant une nouvelle directive devrait changer la règle de classification et faire basculer en III la plupart des prothèses articulaires.
SUPPLÉANCE ORTHOPÉDIQUE	MATÉRIEL D'OSTÉOSYNTHESE	40902	40902	Non car prothèse implantable non maintenable				Ilb		R.8	Cf. R.8 MEDDEV Class IIb
SUPPLÉANCE ORTHOPÉDIQUE	PROTHÈSE LIGAMENTAIRE	40905	40905	Non car prothèse implantable non maintenable				Ilb		R.8	Cf. R.8 MEDDEV Class IIb
SUPPLÉANCE ORTHOPÉDIQUE	SUPPLÉANCE ORTHOPÉDIQUE (EP)	40999		Non						NT	Dépend de l'équipement
AUTRES SUPPLÉANCES	IMPLANTS DIVERS	41010		Non						NT	Dépend de l'équipement
RADIOTHÉRAPIE	ACCELERATEUR DE PARTICULES	44101	44101	Oui	1.2			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Ionizing radiation
RADIOTHÉRAPIE	APPAREIL DE RADIOTHÉRAPIE X	44102	44102	Oui	1.2			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Ionizing radiation
RADIOTHÉRAPIE	EQUIPEMENT D'IRRADIATION AU COBALT	44103	44103	Oui	1.2			Ilb		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Ionizing radiation
RADIOTHÉRAPIE	CURIETHÉRAPIE (EP)	44104	44104	Oui	1.2					NT	Dépend de l'équipement
RADIOTHÉRAPIE	DOSIMÈTRE POUR RADIOTHÉRAPIE	44105	44105	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
RADIOTHÉRAPIE	SIMULATEUR D'IRRADIATION	44106	44106	Oui	1.2				Ilb	R.9	dispositif médical actif destinés à contrôler les performances de l'accélérateur (DM actif thérapeutique de classe IIb)
RADIOTHÉRAPIE	STATION DE PLANIFICATION DE TRAITEMENT	44107	44107	Oui	1.2				Ilb	R.9	dispositif médical actif destinés à contrôler les performances de l'accélérateur (DM actif thérapeutique de classe IIb)
RADIOTHÉRAPIE	TABLE DE TRAITEMENT POUR RADIOTHÉRAPIE	44108	44108	Oui	1.2		I			R.1 ou R.12	Si table manuelle=R.1 si table motorisé=R.12
RADIOTHÉRAPIE	SYSTEME D'IMAGERIE PORTALE	44109		Oui	1.2				Ilb	R.10	Système d'imagerie numérisées en temps réel et de traitement d'image permettant de vérifier la position du patient lors d'un traitement de radiothérapie par rapport à une image de référence acquis sur simulateur.
RADIOTHÉRAPIE	SYSTEME LUMINEUX DE POSITIONNEMENT POUR SALLE	44110		Oui	1.2		I			R.12	
RADIOTHÉRAPIE	FANTÔME POUR RADIOTHÉRAPIE	44120		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
KINESITHÉRAPIE	MECANOTHERAPIE / POULIETHERAPIE (EP)	44201	44201	Non			I			R.1	
KINESITHÉRAPIE	GYMNASTIQUE (EP)	44202	44202	Non			I			R.1	
KINESITHÉRAPIE	ERGOTHERAPIE (EP)	44203	44203	Non			I			R.1	
KINESITHÉRAPIE	MOBILIER DE KINESITHÉRAPIE	44204	44204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
KINESITHÉRAPIE	KINESITHÉRAPIE (EP)	44205		Non						NT	Dépend de l'équipement
HYDROTHÉRAPIE	HYDROTHÉRAPIE (EP)	44301	44301	Non						NT	Dépend de l'équipement
HYDROTHÉRAPIE	CRENOTHERAPIE (EP)	44302		Non			I			R.1 ou R.12	Dépend de l'équipement Équipement de thérapie par les eaux minérales

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
HYDROTHERAPIE	BALNEOTHERAPIE (EP)	44303		Non		I				R.1 ou R.12	Dépend de l'équipement
HYDROTHERAPIE	PISCINE DE BALNEOTHERAPIE	44303		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HYDROTHERAPIE	PLANCHE DE BALNEOTHERAPIE	44303		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
HYDROTHERAPIE	FANGOTHERAPIE (EQ)	44304		Non		I				R.1 ou R.12	Dépend de l'équipement Équipement de thérapie par la boue
THERAPIES AUXILIAIRES	AEROSOL THERAPIE(EP)	44502	44502	Non						NT	Dépend de l'équipement
THERAPIES AUXILIAIRES	GENERATEUR D'AEROSOLS	44502	44502	Non			Ia			R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Ia
THERAPIES AUXILIAIRES	PHOTOTHERAPIE PAR UV (EP)	44503	44503	Non						NT	Dépend de l'équipement
THERAPIES AUXILIAIRES	PRESSOTHERAPIE (EP)	44504	44504	Non						NT	Dépend de l'équipement
THERAPIES AUXILIAIRES	GENERATEUR ELECTRIQUE DE PRESSION	44504	44504	Non			Ia			R.9	
THERAPIES AUXILIAIRES	GENERATEUR MANUEL DE PRESSION	44504	44504	Non		I				R.1	
THERAPIES AUXILIAIRES	ULTRASONOTHERAPIE(EP)	44505	44505	Non						NT	Dépend de l'équipement
THERAPIES AUXILIAIRES	GENERATEUR D'ULTRA SONS	44505	44505	Non			Ia			R.9	
LITHOTRITIE	LITHOTRITEUR EXTRACORPOREL	44601	44601	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Ultrasound
LITHOTRITIE	LITHOTRITEUR ENDOSCOPIQUE	44602	44602	Oui	1.5			Ib		R.9 + R.6	
LITHOTRITIE	LITHOTRITEUR LASER	44603	44603	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Coherent light
LITHOTRITIE	LITHOTRITIE (EP)	44609		Non						NT	Dépend de l'équipement
ELECTROTHERAPIE	STIMULATEUR ELECTRIQUE	44701	44701	Non				Ia		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Electrical energy
ELECTROTHERAPIE	SISMOTHERAPIE(EP)	44702	44702	Non				Ia		R.9	
ELECTROTHERAPIE	DIATHERMIE(EP)	44703	44703	Non				Ia		R.9	
ELECTROTHERAPIE	ELECTROTHERAPIE (AUTRES EQUIPEMENTS)	44709		Non						NT	Dépend de l'équipement
HYPERTHERMIE/HYPOTHERMIE/CRYOTHERAPIE	HYPERTHERMIE	44801	44801	Oui	1.5			Ib		R.9	Cf. R.9 MEDDEV Thermal energy
OXYGENOTHERAPIE	CAISSON HYPERBARE	44901	44901	Oui	1.5			Ib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Ib
OXYGENOTHERAPIE	DISPOSITIF D'ADMINISTRATION D'OXYGENE	44902	44902	Oui	1.5			Ib		R.11	Cf. R.11 MEDDEV Class Ib
OXYGENOTHERAPIE	SOURCE D'OXYGENE STOCKEE	44903	44903	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
OXYGENOTHERAPIE	CONCENTRATEUR D'OXYGENE	44904	44904	Oui	1.5			Ib		R.11	Si DM alors classe Ib mais peut ne pas être DM
OXYGENOTHERAPIE	DEBITMETRE	44909		Non				Ia		R.2	Cf. R.2 MEDDEV Ia=pressure limiting device
OXYGENOTHERAPIE	OXYGENOTHERAPIE (EP)	44990		Non						NT	Dépend de l'équipement
TRAITEMENT DE L'AIR	FLUX LAMINAIRE DE BLOC OPERATOIRE	48001	48001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'AIR	FLUX LAMINAIRE DE LIT	48002	48002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'AIR	HOTTE DE LABORATOIRE	48003	48003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'AIR	GENERATEUR D'AIR STERILE	48004	48004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'AIR	CONTRÔLE DE L'AIR	48005		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'AIR	DESINFECTION DE L'AIR (EP)	48090		Non						NT	Dépend de l'équipement
ENCEINTES DE DESINFECTION	ENCEINTE DE DESINFECTION POUR LIT/MATERIEL ROULANT	48101	48101	Non				Ia		R.15	
ENCEINTES DE DESINFECTION	ENCEINTE DE DESINFECTION POUR VENTILATEURS/INCUBATEURS	48102	48102	Non				Ia		R.15	
ENCEINTES DE DESINFECTION	ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE	48103	48103	Non				Ia		R.15	
ENCEINTES DE DESINFECTION	ENCEINTE DE DESINFECTION (EP)	48190		Non						NT	Dépend de l'équipement
DESINFECTION DES LOCAUX	DESINFECTION TERMINALE (EP)	48201	48201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
STERILISATION PAR LES GAZ	STERILISATEUR PAR L'OXYDE D'ETHYLENE	48301	48301	Non				Ia		R.15	
STERILISATION PAR LES GAZ	STERILISATEUR PAR LE FORMOL	48302	48302	Non				Ia		R.15	
STERILISATION PAR LES GAZ	STERILISATEUR PAR GAZ PLASMA	48303		Non				Ia		R.15	
STERILISATION PAR LES GAZ	ARMOIRE A DESORPTION	48304	48303	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
STERILISATION PAR LES GAZ	STERILISATION PAR LES GAZ (EP)	48390		Non						NT	Dépend de l'équipement
STERILISATION PAR LA CHALEUR	AUTOCLAVE A VAPEUR	48401	48401	Non				Ia		R.15	
EQUIPEMENT ANNEXE DE STERILISATION	SOUDEUSE DE SACHETS	48501	48501	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
EQUIPEMENT ANNEXE DE STERILISATION	MATERIEL DE CONDITIONNEMENT	48502	48502	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENT ANNEXE DE STERILISATION	CHARIOT DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT	48503		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENT ANNEXE DE STERILISATION	OBJETS DE CONDITIONNEMENT	48505		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
NETTOYAGE DES INSTRUMENTS ET DE LA VERRERIE	MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS	48601	48601	Non			Ila			R.15	
NETTOYAGE DES INSTRUMENTS ET DE LA VERRERIE	MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES	48602		Non			Ila			R.15	
NETTOYAGE DES INSTRUMENTS ET DE LA VERRERIE	LAVE BASSIN	48603		Non			Ila			R.15	
NETTOYAGE DES INSTRUMENTS ET DE LA VERRERIE	SECHEUR D'INSTRUMENTS	48604		Non		I				R.12	
NETTOYAGE DES INSTRUMENTS ET DE LA VERRERIE	MACHINE A LAVER (EP)	48690		Non						NT	Dépend de l'équipement
ENCEINTES STERILES	BULLE PEDIATRIQUE	48701	48701	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENCEINTES STERILES	BULLE CHIRURGICALE	48702	48702	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENCEINTES STERILES	BULLE DE PREPARATION/TRANSFERT	48703	48703	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENCEINTES STERILES	ENCEINTE STERILE (EP)	48790		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'EAU	DISTILLATEUR	48801	48803	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'EAU	DEMINERALISATEUR	48802	48802	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'EAU	STERILISATEUR D'EAU	48803	48803	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'EAU	ADOUCCISSEUR D'EAU	48804	48804	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'EAU	OSMOSEUR	48805	48805	Oui	1.5			Ilb		R.2	En classe Ilb lorsqu'il est utilisé pour une installatioi d'hémodialyse sinon pas DM
TRAITEMENT DE L'EAU	FILTRATION DE L'EAU (EP)	48806	48806	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'EAU	TRAITEMENT BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU	48807		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DE L'EAU	TRAITEMENT DE L'EAU (EP)	48890		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DES DECHETS	BROYEUR DE DECHETS	48901	48901	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DES DECHETS	COMPACTEUR DE DECHETS	48902	48902	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DES DECHETS	INCINERATEUR	48903	48903	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DES DECHETS	TRAITEMENT DES DECHETS (EP)	48990		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PREPARATION DES MEDICAMENTS	HOMOGENEISEUR POUR PHARMACIE	52001	52001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PREPARATION DES MEDICAMENTS	EMULSIONNEUR POUR PHARMACIE	52002	52002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PREPARATION DES MEDICAMENTS	MALAXEUR POUR PHARMACIE	52003	52003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PREPARATION DES MEDICAMENTS	DOSEUR POUR PHARMACIE	52004	52004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PREPARATION DES MEDICAMENTS	LYOPHILISATEUR / DESSICCATEUR	52005	52005	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	MACHINE A COMPRIMES	52101	52101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	MACHINE A SUPPOSITOIRES	52102	52102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	MACHINE A POMMADE	52103	52103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	MACHINE A REMPLIR LES FLACONS	52104	52104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	MACHINE A CONDITIONNER LES MEDICAMENTS	52105	52105	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	MACHINE DE CONDITIONNEMENT EN AMPOULES	52106	52106	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	GELLULIER	52107	52107	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT DES MEDICAMENTS	SERTISSEUSE	52108	52108	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER SPECIFIQUE DE PHARMACIE	DISTRIBUTION DE PHARMACIE (EP)	52201	52201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANIMALERIE	CAGE POUR ANIMAUX	52301	52301	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANIMALERIE	CHARIOT CAGE POUR ANIMAUX	52302	52302	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANIMALERIE	TABLE DE CONTENTION/ OPERATION POUR ANIMAUX	52303	52303	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ANIMALERIE	SILO A NOURRITURE	52304	52304	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER HOTELIER	MEUBLE DE CHEVET	54001	54001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
MOBILIER HOTELIER	TABLE DE LIT	54002	54002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LITS ET MATERIELS ANNEXES	LIT HOTELIER	54101	54101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LITS ET MATERIELS ANNEXES	LIT SPECIALISE	54102	54102	Non		I				R.1 ou R.12	Lit motorisé=R.12 Lit sans moteur=R.1
LITS ET MATERIELS ANNEXES	LIT PARC	54103	54103	Non		I				R.1 ou R.12	Lit motorisé=R.12 Lit sans moteur=R.1
LITS ET MATERIELS ANNEXES	BERCEAU	54104	54104	Non		I				R.1 ou R.12	Lit motorisé=R.12 Lit sans moteur=R.1
LITS ET MATERIELS ANNEXES	LIT FLUIDISE	54105	54105	Oui	1.5				Ib	R.9	DM thérapeutique actif fournissant de l'énergie thermique au patient de manière potentiellement dangereuse contenu de la quantité importante de l'énergie transférée. Cf. R.9 MEDDEV Thermal Energy
LITS ET MATERIELS ANNEXES	MATELAS	54106	54106	Non		I				R.1	
LITS ET MATERIELS ANNEXES	MATELAS ANTI-ESCARRES	54107	54107	Non			Ia			R.9	DM actif thérapeutique (Générateur et matelas à pressions alternées) fournissant une énergie de support au patient l'amennant à une position d'équilibre quelque soit son poids sa taille sa morphologie et pouvant modifier la forme et la surface des points d'appui du corps
LITS ET MATERIELS ANNEXES	CADRE DE TRACTION	54108	54108	Non		I				R.1	Cf. MEDDEV
LITS ET MATERIELS ANNEXES	ENVIRONNEMENT POUR HANDICAPES (EP)	54109	54109	Non						NT	Dépend de l'équipement
LITS ET MATERIELS ANNEXES	PARAVENT	54110	54110	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER DE SOINS	TABLE D'EXAMEN	54201	54201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER DE SOINS	FAUTEUIL DE SOINS ET D'EXAMENS	54202	54202	Non		I				R.1 ou R.12	
MOBILIER DE SOINS	CHARIOT/ TABLE DE SOINS	54203	54203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER DE SOINS	PESE-MALADE	54204	54204	Non		I				R.12	
MOBILIER DE SOINS	SOULEVE-MALADE	54205	54205	Non		I				R.12	
MOBILIER DE SOINS	ECLAIRAGE MEDICAL	54206	54206	Non		I				R.12	
MOBILIER DE SOINS	RAIL MURAL	54207	54207	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRANSPORT DES MALADES	CHARIOT BRANCARD	54301	54301	Non		I				R.1	
TRANSPORT DES MALADES	CHARIOT D'URGENCE	54302	54302	Non		I				R.1	
TRANSPORT DES MALADES	FAUTEUIL ROULANT	54303	54303	Non		I				R.1	
TRANSPORT DES MALADES	MATELAS COQUILLE A DEPRESSION	54304	54304	Non		I				R.1	
EQUIPEMENTS SANITAIRES	BAIGNOIRE MOBILE	54401	54401	Non		I				R.1	
EQUIPEMENTS SANITAIRES	CHAISE PERCEE	54402	54402	Non		I				R.1	
EQUIPEMENTS SANITAIRES	CHARIOT DOUCHE	54403	54403	Non		I				R.1	
EQUIPEMENTS SANITAIRES	LAVABO ASEPTIQUE POUR CHIRURGIEN	54404	54404	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
EQUIPEMENTS SANITAIRES	LAVE-BASSIN,VIDOIR	54405	54405	Non		I				R.1	Cf. MEDDEV R.1
MOBILIER SPECIFIQUE DE PEDIATRIE	MOBILIER SPECIFIQUE DE PEDIATRIE	54500	54500	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ARMOIRES	ARMOIRE COURANTE	56001	56001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ARMOIRES	ARMOIRE VITRINE	56002	56002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ARMOIRES	ARMOIRE DE PHARMACIE	56003	56003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ARMOIRES	ARMOIRE REFRACTAIRE	56004	56004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ARMOIRES	COFFRE DE SECURITE	56005	56005	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ARMOIRES	VESTIAIRE	56006	56006	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TABLES/BUREAUX	TABLE / TABLE DE CONFERENCE	56101	56101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TABLES/BUREAUX	BUREAU/ TABLE BUREAU	56102	56102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TABLES/BUREAUX	TABLE TELEPHONE	56103	56103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TABLES/BUREAUX	TABLE DE RESTAURATION	56104	56104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SIEGES	CHAISE / TABOURET	56201	56201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SIEGES	FAUTEUIL	56202	56202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SIEGES	CHAUFFEUSE	56203	56203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SIEGES	BANC	56204	56204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
MOBILIER COMPLEMENTAIRE	MEUBLE DE CLASSEMENT	56301	56301	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER COMPLEMENTAIRE	CLASSEUR ELECTROMECHANIQUE	56302	56302	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER COMPLEMENTAIRE	RAYONNAGE	56303	56303	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER COMPLEMENTAIRE	TABLE BASSE	56304	56304	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER COMPLEMENTAIRE	MEUBLE BAS	56305	56305	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER COMPLEMENTAIRE	PENDULE	56306	56306	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MACHINES A ECRIRE	MACHINE A ECRIRE	58001	58001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MACHINES A ECRIRE	MACHINE A TRAITEMENT DE TEXTE	58002	58002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPRODUCTION	PHOTOCOPIEUR	58101	58101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPRODUCTION	DUPLICATEUR	58102	58102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPRODUCTION	TIREUSE DE PLANS	58104	58104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPRODUCTION	MICRO-FILMEUSE	58105	58105	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPRODUCTION	LECTEUR DE MICRO-FILMS	58106	58106	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPRODUCTION	GRAVEUR DE STENCILS	58107	58107	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE BUREAU	LAMPE DE BUREAU	58201	58201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE BUREAU	CALCULATRICE	58202	58202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE BUREAU	TABLEAU	58203	58203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE BUREAU	MASSICOT	58204	58204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE BUREAU	MACHINE A DETRUIRE LES DOCUMENTS	58205	58205	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE BUREAU	MACHINE COMPTABLE/ FACTURIERE	58206	58206	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
PETIT MATERIEL DE BUREAU	DICTAPHONE	58207	58207	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENREGISTREMENT	POINTEUSE	58301	58301	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENREGISTREMENT	CAISSE ENREGISTREUSE	58302	58302	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DU COURRIER	ADRESSEUSE	58401	58401	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DU COURRIER	ETIQUETEUSE	58402	58402	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DU COURRIER	MACHINE A AFFRANCHIR LE COURRIER	58403	58403	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT DU COURRIER	MACHINE A OUVRIR LE COURRIER	58404	58404	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	APPAREIL PHOTO	60001	60001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	CAMERA	60002	60002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE A DEVELOPPEMENT INSTANTANE	60003	60003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES	60004	60004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	PROJECTEUR DE CINEMA	60005	60005	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	RETROPROJECTEUR	60006	60006	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	ECRAN	60007	60007	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL VIDEO	CAMERA VIDEO	60101	60101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL VIDEO	MAGNETOSCOPE	60102	60102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL VIDEO	RECEPTEUR DE TELEVISION	60103	60103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL VIDEO	REGIE DE TELEVISION	60104	60104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE	AGRANDISSEUR PHOTOGRAPHIQUE	60201	60201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE	DUPLICATEUR PHOTOGRAPHIQUE	60202	60202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE	DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES	60203	60203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE	DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE DE FILMS PHOTOGRAPHIQUES	60204	60204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE	BANC REPRODUCTEUR	60205	60205	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SONORISATION	MAGNETOPHONE	60301	60301	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SONORISATION	AMPLIFICATEUR POUR SONORISATION	60302	60302	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SONORISATION	HAUT-PARLEUR	60303	60303	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SONORISATION	TABLE DE MIXAGE DE SONS	60304	60304	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ia	Ib	III		
SONORISATION	TUNER	60305	60305	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SONORISATION	INSTRUMENT DE MUSIQUE	60306	60306	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	CENTRAL TELEPHONIQUE	60401	60401	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	INTERPHONE	60402	60402	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	REPONDEUR TELEPHONIQUE	60403	60403	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	RECHERCHE DE PERSONNES (EP)	60404	60404	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	TELEPHONIE PORTABLE (EP)	60406	60406	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	POSTE TELEPHONIQUE	60407	60407	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	TELEX	60408	60408	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	TELECOPIE	60409	60409	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
TELECOMMUNICATION	MINITEL	60410	60410	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
RESEAU D'IMAGES	RESEAU D'IMAGES LOCAL	60501	60501	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
RESEAU D'IMAGES	RESEAU D'IMAGES INTER-SERVICES	60502	60502	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
RESEAU D'IMAGES	RESEAU D'IMAGES INTER-HOSPITALIER	60503	60503	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ENSEIGNEMENT	MATERIEL PEDAGOGIQUE	60601	60601	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SYSTEME INFORMATIQUE AUTONOME	MICRO-ORDINATEUR MONOPOSTE	62001	62001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SYSTEME INFORMATIQUE AUTONOME	SYSTEME INFORMATIQUE MULTIPOSTE	62002	62002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
INFORMATIQUE CENTRALE DE GESTION	ORDINATEUR CENTRAL	62101	62101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	IMPRIMANTE	62201	62201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	MONITEUR VIDEO	62202	62202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	UNITE DISQUE SOUPLE	62203	62203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	UNITE DISQUE DUR	62204	62204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	MODEM	62205	62205	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	TABLE TRACANTE	62206	62206	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	TABLE A DIGITALISER	62207	62207	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIELS PERIPHERIQUES COMPLEMENTAIRES	DEROULEUR DE BANDES MAGNETIQUES	62208	62208	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	GROUPE ELECTROGENE	64001	64001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	ONDULEUR	64002	64002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	APPAREIL DE MESURE ELECTRIQUE	64003	64003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	PETIT APPAREILLAGE MANUEL	64004	64004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MECANIQUE/SERRURERIE/PLOMBERIE	MECANIQUE/SERRURERIE/PLOMBERIE	64100	64100	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MENUISERIE	MENUISERIE	64200	64200	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MACONNERIE/PLATRERIE/PEINTURE	MACONNERIE/PLATRERIE/PEINTURE	64300	64300	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
OUTILLAGE COURANT NON SPECIALISE	OUTILLAGE COURANT NON SPECIALISE	64400	64400	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER D'ATELIER	MOBILIER D'ATELIER	64500	64500	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES FLUIDES	STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES FLUIDES	64600	64600	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL AGRICOLE ET DE JARDINAGE	TRACTEUR	64701	64701	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL AGRICOLE ET DE JARDINAGE	MOTOCULTEUR	64702	64702	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL AGRICOLE ET DE JARDINAGE	ENTRETIEN PELOUSES ET ARBRES (EP)	64703	64703	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MANUTENTION	MANUTENTION	64800	64800	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
JEUX ET SPORTS(EP)	JEUX ET SPORTS(EP)	64900	64900	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	65000	65000	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	PONT ELEVATEUR	65101	65101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	BANC DE REGLAGE TRAIN AVANT - ALLUMAGE - CARBURATION	65102	65102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	STATION DE GRAISSAGE	65103	65103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	STATION DE LAVAGE	65104	65104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	CABINE DE PEINTURE	65105	65105	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL POUR ENTRETIEN DES VEHICULES	STATION PNEUMATIQUE	65106	65106	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
SURVEILLANCE DES LOCAUX	SURVEILLANCE DES LOCAUX	65200	65200	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CLIMATISATION	VENTILATEUR	68001	68001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CLIMATISATION	CLIMATISEUR INDIVIDUEL	68002	68002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CLIMATISATION	RADIATEUR ELECTRIQUE	68003	68003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REFRIGERATION	REFRIGERATEUR	68101	68101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REFRIGERATION	ARMOIRE FRIGORIFIQUE	68102	68102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REFRIGERATION	MEUBLE REFRIGERE	68103	68103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REFRIGERATION	FONTAINE REFRIGEREE	68104	68104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATION	CONGELATEUR -20 DEGRES C	68201	68201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATION	CONGELATEUR -80 DEGRES C	68202	68202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATION	FABRIQUE DE GLACE	68203	68203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONGELATION	CONGELATEUR A AZOTE LIQUIDE -170 DEGRES C	68204	68204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CHAUFFERIE	CHAUFFERIE	68300	68300	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	CUISINIERE	70001	70001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	FOURNEAUX	70002	70002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	FOUR	70003	70003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	MARMITE	70004	70004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	FRITEUSE	70005	70005	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	GRILL	70006	70006	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	PLAQUE CHAUFFANTE	70007	70007	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CUISSON	CHAUFFE-BIBERONS	70008	70008	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LAVAGE DE LA VAISSELLE	MACHINE A LAVER LA VAISSELLE	70101	70101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LAVAGE DE LA VAISSELLE	TUNNEL DE LAVAGE POUR VAISSELLE	70102	70102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE CUISINE/PETIT ELECTROMENAGER	MATERIEL DE CUISINE/PETIT ELECTROMENAGER	70200	70200	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE	DISTRIBUTEUR DE BOISSON	70301	70301	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE	PERCOLATEUR	70302	70302	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE	CHARIOT ALIMENTAIRE	70303	70303	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE	CHAINE DE CONDITIONNEMENT	70304	70304	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE	REMISE EN TEMPERATURE (EP)	70305	70305	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MOBILIER DE CUISINE	MOBILIER DE CUISINE	70400	70400	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LAVAGE - ESSORAGE - SECHAGE	TUNNEL DE LAVAGE	72001	72001	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LAVAGE - ESSORAGE - SECHAGE	MACHINE A LAVER LE LINGE	72002	72002	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LAVAGE - ESSORAGE - SECHAGE	ESSOREUSE	72003	72003	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LAVAGE - ESSORAGE - SECHAGE	SECHEUSE A LINGE	72004	72004	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
LAVAGE - ESSORAGE - SECHAGE	CONDITIONNEUR	72006	72006	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE PLAT	PRESSE A REPASSER	72101	72101	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE PLAT	PLIEUSE AUTOMATIQUE	72102	72102	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE PLAT	ENGAGEUSE AUTOMATIQUE	72103	72103	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE PLAT	EMPILEUR	72104	72104	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE PLAT	PREPARATRICE	72105	72105	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE EN FORME	TUNNEL DE FINITION	72201	72201	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE EN FORME	PRESSE CABINET	72202	72202	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE EN FORME	ARMOIRE DE FINITION	72203	72203	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
FINITION DU LINGE EN FORME	PRESSE TOURNANTE	72204	72204	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	Ila	Ilb	III		
DISTRIBUTION DES PRODUITS LESSIVIELS	DISTRIBUTION DES PRODUITS LESSIVIELS	72400	72400	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
NETTOYAGE A SEC	MACHINE DE NETTOYAGE A SEC	72501	72501	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
NETTOYAGE A SEC	PRESSE DE TEINTURIER	72502	72502	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT - MARQUAGE DU LINGE	EMBALLEUSE SOUS FILM	72601	72601	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT - MARQUAGE DU LINGE	FARDELEUSE	72602	72602	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT - MARQUAGE DU LINGE	MACHINE A MARQUER LE LINGE	72603	72603	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CONDITIONNEMENT - MARQUAGE DU LINGE	PRESSE A THERMOCOLLER	72604	72604	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPARATION DU LINGE	MACHINE A COUDRE	72701	72701	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REPARATION DU LINGE	THERMOPATCHEUSE	72702	72702	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ASPIRATEUR D'ENTRETIEN	ASPIRATEUR D'ENTRETIEN	74000	74000	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CIREUSE	CIREUSE	74100	74100	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MACHINE A NETTOYER LES SOLS	MACHINE A NETTOYER LES SOLS	74200	74200	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
DECHETS	CONTENEUR/POUBELLE	74301	74301	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
DECHETS	DISPOSITIF DE LAVAGE DES POUBELLES	74302	74302	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
DECHETS	DEROULEUR DE SAC POUBELLE	74303	74303	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CHARIOT DE MENAGE	CHARIOT DE MENAGE	74400	74400	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
AUTOMOBILE	AUTOMOBILE	76000	76000	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
AMBULANCE	AMBULANCE	76100	76100	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CAMIONNETTE	CAMIONNETTE	76200	76200	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
VELOMOTEUR/ MOTO	VELOMOTEUR/ MOTO	76400	76400	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
BICYCLETTE	BICYCLETTE	76500	76500	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
CHARIOT MOTORISE	CHARIOT MOTORISE	76600	76600	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
REMORQUE	REMORQUE	76700	76700	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
MATERIEL DE SIGNALISATION	MATERIEL DE SIGNALISATION	76800	76800	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
ACSCENSEUR ESCALIER ROULANT	ACSCENSEUR ESCALIER ROULANT	76900	76900	Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	
IMAGERIE MEDICALE: acquisition et constitution de l'image	OBJET TEST RADIOLOGIE	80001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
IMAGERIE MEDICALE: acquisition et constitution de l'image	OBJET TEST EN ECHOGRAPHIE	80002		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
IMAGERIE MEDICALE: acquisition et constitution de l'image	TESTEUR DE FAISCEAU X	80003		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
EXPLORATION FONCTIONNELLE ET SURVEILLANCE	TESTEUR D'ECG	81001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
ANESTHESIE - SOINS INTENSIFS	TESTEUR VENTILATEUR	82001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
ANESTHESIE - SOINS INTENSIFS	APPAREIL D'ETALONNAGE DE MELANGE	82002		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
ANESTHESIE - SOINS INTENSIFS	TESTEUR PNEUMATIQUE	82003		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
ANESTHESIE - SOINS INTENSIFS	TESTEUR POMPE A PERFUSION	82004		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
ANESTHESIE - SOINS INTENSIFS	TESTEUR DE DEFIBRILLATEUR	82005		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
TECHNIQUES OPERATOIRES	TESTEUR DE BISTOURI	83001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
TECHNIQUES OPERATOIRES	TESTEUR DE PUISSANCE LASER	83002		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
VERIFICATEUR D ENDOSCOPE	TESTEUR D'ETANCHEITE	84001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	TESTEURDE BATTERIE	85001		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	GENERATEUR DE FONCTIONS	85002		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	ANALYSEUR DE CONDUCTIVITE	85003		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	SIMULATEUR DE BRUIT	85004		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE/ELECTRONIQUE	TESTEUR DE SECURITE ELECTRIQUE	85005		Non		NA	NA	NA	NA	Pas DM	Équipement de contrôle
	Nbr de famille de DM potentiellement maintenables	393				84	141	196	0	Nombres de famille de DM par classe hors consommables et prothèses	
	Nbr de famille de DM correspondant à des prothèses	10								241	Nombre de famille de DM soumis à l'obligation de maintenance hors consommables et prothèses

CLASSE - FONCTION	ÉQUIPEMENT	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	DM soumis à l'obligation de maintenance	N° du point de l'annexe I de l'arrêté du 3 mars 2003	Classe				Règles	Observations
						I	IIa	IIb	III		
	Nbr de famille de DM correspondant à des consommables	3								71	Nombre de famille de DM nécessaire à la production et à l'interprétation des images de radiodiagnostic (1.1)
	Nbr de famille de DM dont la classe n'a pu être trouvée car trop générale	45								9	Nombre de famille de DM nécessaire à la définition, à la planification et à la délivrance des traitements de radiothérapie (1.2)
	Nbr de famille d'équipement ne correspondant pas à des DM	423								17	Nombre de famille de DM nécessaire à la réalisation des actes de médecine nucléaire (1.3)
	Total	874								0	Nombre de famille de DM à finalité diagnostique ou thérapeutique exposant les personnes à des rayonnements ionisant autre que les DM mentionnés en 1.1, 1.2, 1.3 (1.4)
										144	Nombre de famille de DM de classe IIb ou III autre que ceux mentionnés aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 (1.5)

Le symbole * suivant les codes CNEH 32723 et 32724 indique que ces codes ont été modifiés pour utiliser les fonctions de filtre et de tri d'EXCEL par rapport à la version 2000. Une erreur, sur la version 2000, fait que le code 32722 a été malheureusement doublonné. Il est utilisé pour les matelas à eau et pour les générateurs pour matelas électriques alors qu'il s'agit d'équipements différents.

Les codes terminant par 97, 98 et 99 ont été rajoutés par rapport à la nomenclature CNEH version 2000 pour fournir d'avantage de lignes d'exemples, suite aux recherches effectuées lors de la mise en application de ce guide.