



Particulièrement adapté à:

- Service de santé municipal
- Soins à domicile
- Maison de retraite
- EHPAD

## Caresono

### Padscan HD 2, le Bladderscan le plus abordable du marché.

Caresono est un concepteur et fabricant, leader sur le marché des Bladderscans.

Avec le Padscan HD 2, CARESONO a développé un appareil pour tout ceux qui ont besoin d'informations rapides et précises.

Avec un seule touche !



Caresono Technology Co. Ltd.  
Dandong, Liaoning, Kina.  
Tel. +86 755 26829212  
Fax.: +86 755 86365909  
E-post: info@caresono.com.cn



Caresono distribué en France par :

BIOMESNIL  
médical  
www.biomesnil.com

# Padscan HD 2

## Les avantages du Padscan HD 2 :

- Faible poids, seulement 500 grammes.
- Livré dans une malette pour le transport en toute sécurité des visites à domicile ou autres services.
- Seul scanner avec sonde et image tout en un.
- Menus et mode d'emploi en Français.
- 3,5 heures d'autonomie de la batterie.
- Réduction des coûts et gain de temps pour le personnel médical.
- Le Padscan HD 2 est facile à utiliser et ne nécessite aucune formation spéciale pour l'utiliser.



## Le Padscan HD 2 est livré avec :

- Padscan HD 2
- Support
- Housse de transport
- 2 batteries
- Chargeur de batterie
- Manuel d'utilisation
- Notice rapide
- Garanti 1 an



### Précis :

Algorithmes brevetés pour garantir une précision clinique de 15%  
Mesure très fiable du volume de la vessie et urine résiduelle.  
Solution idéale pour les maisons de soins, infirmiers, EHPAD, etc.




### Calcul automatique du volume :

Une simple touche et le Padscan HD 2 calcule le volume recherché.  
Efficace pour votre travail infirmier régulier.




### Pas de calibration :

Caresono garantit une précision permanente.  
Le Padscan HD 2 n'a pas besoin d'étalonnage, ni de maintenance périodique.



### Pré-scan en mode Facile :

Numériser en mode facile et le résultat apparait sous forme graphique.



### Pré-scan en mode Expert :

Visualiser la vessie avec une image réelle à ultrasons avant d'effectuer la mesure.

Mode	Expert >
Sound	Large >
Remind	OFF >
Language	English >
Calibration	OFF >
Update	>
Version	HD2_V1.1.0.0

### Batterie et stockage

La batterie fournit 3,5 heures d'autonomie de fonctionnement et 8 heures de veille.  
Stockage des données sur carte SD.  
Sélection de la langue.

Caresono est distribué en France par :



BIOMESNIL MEDICAL  
13, Rue Camille Saint Saens - 76290 MONTIVILLIERS - France  
Tél : 0821.821.800 - Fax : 02.35.30.50.57  
<http://www.biomesnil.com>